

政府采购合同

甲方: 巴彦淖尔市疾病预防控制中心

地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放西街 160 号

乙方: 内蒙古朗硕科技有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市回民区光明路街道综合商住楼三楼308、309号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件以及(项目名称: 实验室试剂耗材采购项目(二次))(项目编号: BSZCS-X-H-260042-1)的中标(成交)结果、招标询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款,达成一致意见。

一、甲方向乙方采购货物的基本情况

根据招标询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购货物(货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价等与货物相关的详细内容)见合同附件 1-货物清单。

二、技术标准

在符合国家相关技术标准的基础上,甲、乙双方根据合同约定进行技术验收。

三、供货方式及地点、时间

供货方式: 所有产品采用快递、物流等方式送货上门

供货时间: 按照甲方要求分批次供货

交付地点: 采购人指定供货地点

甲方联系人: 阿茹恒 15904781208

乙方联系人: 张晓荣 13354893398

四、验收

甲方收到货物对产品的数量和产品的品牌、规格、型号、生产厂家等外在质量进行验收,验收无异议后,视为产品的外在质量验收合格;甲方使用产品过程中发现的产品的性能等内在质量问题,可在实际发现质量问题时随时向乙方提出,且甲方有权选择由乙方更换或退货,并

由乙方承担本合同约定的违约责任。

五、合同价款及付款方式

(一) 本合同总金额为人民币 348980.00 元 (人民币大写: 叁拾肆万捌仟玖佰捌拾元整) (含货物包装费、装卸和运输费在内)。

(二) 本合同项下的总价为甲方向乙方支付的全部价款, 甲方不再支付任何其他费用。

(三) 付款方式:

甲方收到合同约定的全部货物并按照相关要求验收合格, 且达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 100%。

(四) 乙方收款账户信息:

单位名称: 内蒙古朗硕科技有限公司

社会信用代码: 91150104MAEKUMG652

开户行: 招商银行股份有限公司呼和浩特分行营业部

账号: 471903676210001

银行行号: 308191036114

(五) 甲方开票信息:

开具普票/专票: 增值税普通发票 (发票随货交付)

单位名称: 巴彦淖尔市疾病预防控制中心

社会信用代码: 121528004611826875

地址及电话: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放西街 160 号 0478-8327654

开户银行: 中国工商银行股份有限公司内蒙古巴彦淖尔分行临河支行

账号: 0613 0901 0902 1901 027

接收发票邮箱: nmgyys@126.com

六、双方的权利和义务

(一)、甲方有权要求乙方保证本合同产品符合国家及行业管理机构的技术规范和双方约定的技术规格及质量要求。

(二)、甲方指派专人负责本合同有关事宜的协调、联系及到货后的产品存放地点。

(三)、乙方有权要求甲方按合同约定支付货款。

(四)、乙方有义务为甲方提供符合双方商定的合同产品。并保证是经过国家注册批准的、全新、未使用过的、达到国家规定的质量标准和乙方承诺的质量。否则按退货处理。

七、质保

质保一年,质保期从乙方交付货物验收合格之日起开始计算。质保期内所有货物出现问题,乙方负责更换,所产生的一切费用由乙方承担。

八、违约责任

(一) 合同生效后,双方必须严格履行,任何一方违约都必须向对方支付合同总价 5% 的违约金,并赔偿守约方由此所造成的一切损失。

(二) 本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效。未经双方同意,一方更改合同,致使另一方遭受损失的,应按本条第(一)项承担违约责任。

(三) 甲乙双方若因不可抗力而不能履行本合同规定,知情方应及时通知对方,且双方应本着友好协商原则妥善解决。

(四) 不论何种原因而不能履行本合同规定,并给任何一方造成重大损失,双方如协商不成,可向合同签订地人民法院起诉。

九、其他

(一) 合同签订地点: 巴彦淖尔市临河区解放西街 160 号巴彦淖尔市疾病预防控制中心

(二) 本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

(三) 本合同经双方法定代表人或法人授权代表签字、加盖公章后生效。

(四) 未尽事宜,双方协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院诉讼。

(五) 本合同签订后,若甲方或乙方提出需要修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,具有同等法律效力。

(六) 甲方的送达地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放西街 160 号

乙方的送达地址: 内蒙古自治区呼和浩特市回民区光明路街道综合商住楼三楼308、309号。

上述地址发生变更,变更方应及时通知对方,否则由此所造成的一切后果由变更方承担。

十、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力。

(一)、附件一：货物清单

(二)、附件二：中标（成交）通知书

甲方：巴彦淖尔市疾病预防控制中心

法定/委托人：

hjaia

日期：2026年7月28日



乙方：内蒙古朗硕科技有限公司

法定/委托人：

hjaia

日期：2026年07月28日



附件一：货物清单

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）	1. 本试剂盒用于咽拭子、血液等样本中，麻疹病毒和风疹病毒核酸的体外定性检测。 2. 规格：50 反应/盒。 3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、麻疹/风疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5 6. 最低检测限：500 copies/ml 7. 线性检测范围：2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/ml； 8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	1000	1 盒	1000
2	登革病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1. 本试剂盒用于血清等样本中，登革病毒核酸的定性检测。 2. 规格：25 反应/盒 3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒通用检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6. 最低检测限：500 copies/ml 7. 线性检测范围：2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/ml； 8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	260	1 盒	260
3	登革病毒 1 型和 2 型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1. 本试剂盒用于血清等样本中，登革病毒 1 型和 2 型核酸的定性检测。 2. 规格：25 反应/盒 3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒 1 型和 2 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX 6. 最低检测限：500 copies/ml 7. 线性检测范围：2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/ml；	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	500	1 盒	500

		8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;						
4	登革病毒 3 型和 4 型核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于血清等样本中, 登革病毒 3 型和 4 型核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒 3 型和 4 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	500	1 盒	500
5	疟原虫核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中, 疟原虫 (Plasmodium) 核酸的定性检测 2. 规格: 25 反应/盒 (含内标) 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	硕世生物	江苏	江苏硕世生物科技股份有限公司	325	1 盒	325
6	恶性疟原虫核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中, 恶性疟原虫 (Plasmodium falciparum) 核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 (含内标) 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、恶性疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	硕世生物	江苏	江苏硕世生物科技股份有限公司	325	1 盒	325

7	间日疟原虫核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中, 间日疟原虫 (<i>Plasmodium vivax</i>) 核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 (含内标) 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、间日疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	硕世生物	江苏	江苏硕世生物科技股份有限公司	325	1 盒	325
8	三日疟原虫核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中, 三日疟原虫 (<i>Plasmodium malariae</i>) 核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 (含内标) 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、三日疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	硕世生物	江苏	江苏硕世生物科技股份有限公司	325	1 盒	325
9	卵形疟原虫核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中, 卵形疟原虫 (<i>Plasmodium ovale</i>) 核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 (含内标) 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、卵形疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	硕世生物	江苏	江苏硕世生物科技股份有限公司	325	1 盒	325
10	寨卡病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂	1. 本试剂盒用于血清等样本中, 寨卡病毒和基孔肯雅病毒核酸的定性检测。	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科	500	1 盒	500

	剂盒 (荧光 PCR 法)	2. 规格: 25 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、寨卡病毒和基孔肯雅病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;			技有限公司			
11	猴痘病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于血清、皮损标本、疱疹液等样本中猴痘病毒核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒。 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、猴痘病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	260	1 盒	260
12	猴痘病毒 Ia/Ib/II 型核酸分型检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于血清、皮疹、痂皮、疱疹液、口咽或鼻咽分泌物等样本中, 猴痘病毒 Ia 型、Ib 型和 II 型核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒 3. 主要组成成分: 核酸扩增反应液、猴痘病毒 Ia/Ib/II 型分型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	1000	1 盒	1000
13	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒主要用于脑脊液、血清样本中乙型脑炎病毒核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	260	1 盒	260

		3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型肝炎病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;			司			
14	腹泻类 9 种病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中, 诺如病毒 GI/GII、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒和轮状病毒 A 组、B 组、C 组、H 组的核酸的定性检测。 2. 规格: 25 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、腹泻 9 种病毒 检测液 A-C、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	2025	1 盒	2025
15	一次性使用无菌注射器 (3ml 直口)	100 支/盒	康普沃	浙江	浙江欧健医用器材有限公司	30	5 盒	150
16	susMDCK 细胞株	1. 5ML/支 (冻存状态 susMDCK 细胞, 用于流感病毒的细胞分离培养, 复苏后细胞密度为 $1.2 \sim 1.5 \times 10^6$ 个/ml)	伯杰	上海	上海伯杰医疗科技股份有限公司	4000	1 支	4000
17	M-SUS 培养液	1000ml/瓶 (无血清 M-SUS, 用于流感病毒的细胞分离培养)	伯杰	上海	上海伯杰医疗科技股份有限公司	3800	4 瓶	15200
18	青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液 (100×三抗)	100ml/瓶 (专门用于细胞培养的三抗, 经过滤除青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液 (100x 三抗) 中青霉素含量 10kU/ml, 链霉素含量 10mg/ml, 两性霉素 B 含量 25 μg/ml)	索莱宝	北京	北京索莱宝科技有限公司	300	2 瓶	600
19	一次性使用病毒采样管 (非灭活型)	3. 5ml*50 支/盘×10 盘 (配咽拭子)	康健医疗	江苏	江苏康健医疗用品有限公司	750	4 箱	3000

20	甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸检测试剂盒(四重荧光PCR法)	1. 本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)四重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水(空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	1250	20 盒	25000
21	新型冠状病毒 ORF1ab/N 基因/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	50T/盒(用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)	金豪制药	北京	北京金豪制药股份有限公司	1500	1 盒	1500
22	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	50T/盒(用于甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)	金豪制药	北京	北京金豪制药股份有限公司	1000	1 盒	1000
23	甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	50T/盒(用于甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)	金豪制药	北京	北京金豪制药股份有限公司	1000	1 盒	1000
24	乙型流感 Victoria/Yamagata 系流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR)	50T/盒(用于乙型流感 Victoria/Yamagata 系流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)	金豪制药	北京	北京金豪制药股份有限公司	1000	1 盒	1000
25	甲型流感病毒 HxNy 快速分型试剂盒(A+B 预制板, 荧光 PCR 法)	96 孔板, 6 人份/盒(用于甲型流感病毒 HxNy 快速分型定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	1500	1 盒	1500

26	LibPrep 新型冠状病毒全基因组超快速建库试剂盒	1、24 反应/盒, 适用范围: 适用于新型冠状病毒全基因组的捕获及文库构建。 2. 扩增子兼容性: 可提供 2 套相同反应程序的扩增子方案, 兼容环境样本和来源样本, 保证不同样本捕获结果覆盖度高、均一性好。 3. 可视追踪: 反转录预混液包含蓝色示踪染料, 可进行逆转录及扩增反应体系配制时的可视化示踪, 避免试剂漏加。 4. 捕获反应时间: 采用预混液技术, 逆转录体系 1 管全混, 逆转录时长≤15min; 多重扩增体系除引物及水以外 1 管预混, 反应理论时长≤3h, 多重扩增时间≤3.5h。 5. 建库技术方法: 采用新型的磁珠偶联转座酶技术, 片段化≤10min, 片段化后无需清洗磁珠, 可直接带磁珠进行文库扩增。 6. 自动均一化: 无需进行浓度调整即可自动实现文库产量的均一化; 多样本等体积混合后仅需一次纯化定量, 即可得到上机文库。 7. 整体方案: 可提供从核酸到测序质控前的整套建库 SOP, 试剂组分包含新冠病毒捕获试剂、纯化磁珠、建库试剂、index 试剂无需额外采购其他试剂盒。	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	14815	10 盒	148150
27	Tween-20	优级纯 500ml	北纳	河南	商城北纳创联生物科技有限公司	80	1 瓶	80
28	寄生虫卵检测制作片 (改良加藤法)	100T/盒 (100T/盒 (试剂盒组成: 复合染液一瓶 50 毫升/瓶、定量板 100 片、刮片 100 片、尼龙网 100 张、玻璃纸 200 张、载玻片 100 片、广口瓶 1 个、镊子 1 把))	宜康达	广州	宜康达科技(广州)有限公司	400	9 盒	3600
29	甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中, 甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	1000	9 盒	9000
30	甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒	1. 本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中, 甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸的定性检测。	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科	1000	15 盒	15000

	毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;			技有限公 司			
31	乙型流感 Victoria/Yamagata 系流感病毒核酸检 测试剂盒 (荧光 PCR)	1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中, 乙型流感病毒 Victoria 和 Yamagata 系核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	1000	15 盒	15000
32	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检 测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1、规格: 50 人份/盒; 2、具备内源性内标, 对样本采集、运输、提取及上机全程监控 3、采用实时荧光 PCR 技术, 以新型冠状病毒 2019-nCoV 的 ORF1ab 与 N 基因, 设计特异性引物和探针, 分别以 FAM、VIC 标记相应检测和对照。 4、经过扩增体系与探针优化 PCR 扩增时间小于 75 分钟。 5、能提供 1 人份/板、8 人份/板、16 人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务, 减少试剂无谓的损耗, 客户可按需选择 32、64、96 通量核酸提取仪 6、检测下限: 249copies/mL, 使用检测国家灵敏度参考品, 检出 S1 (1:9 稀释比例)、S2 (1:27 稀释比例)、S3 (1:81 稀释比例)、S4 (1:243 稀	硕世生 物	江苏	江苏硕世 生物科技 股份有限 公司	300	9 盒	2700

		释比例)、S5 (1:729 稀释比例)、S6 (1:2187 稀释比例) 均为阳性。 7、检测试剂、提取试剂、提取仪器为同一厂家生产 8、样本类型: 样本类型: 咽拭子、鼻咽拭子、痰液 9、储存条件及有效期: 避光-20±5° C 贮存, 有效期 12 个月。泡沫箱加冰袋低温运输 7 天(温度控制在-70° C~15° C)、反复冻融 5 次对效期没有影响。 10、样本采集: 能提供全套的样本采集套装, 可以实现新冠样本的采集、保存、灭活						
33	A 组轮状病毒核酸 检测试剂盒	1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中, 轮状病毒 A 组核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、轮状病毒 A 组检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: 2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	500	9 盒	4500
34	诺如病毒 GI 型/GII 型核酸检测试剂盒	1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中, 诺如病毒 GI/GII 型核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、诺如 GI/GII 型病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: 2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	1000	10 盒	10000
35	柯萨奇病毒 A6 型、 A16 型肠道病毒 71 型和肠道病毒通用 型核酸检测试剂盒	1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中, 柯萨奇病毒 A6 型、A16 型、肠道病毒 71 型和肠道病毒通用型核酸的定性检测 2. 规格: 50 反应/盒。	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	2000	9 盒	18000

	(荧光 PCR 法)	3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、CA6/CA16/EV71/EV-U 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;						
36	柯萨奇病毒 A10 型核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	1. 本试剂盒用于咽拭子、粪便、肛拭子和血液等样本中, 柯萨奇病毒 A10 型核酸的定性检测。 2. 规格: 50 反应/盒。 3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、CA10 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照) 4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC 6. 最低检测限: 500 copies/ml 7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml; 8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	500	9 盒	4500
37	钩虫虫卵液	1ml/支	中创汇科	青岛	青岛中创汇科生物科技有限公司	360	1 支	360
38	蛲虫虫卵液	1ml/支	中创汇科	青岛	青岛中创汇科生物科技有限公司	360	1 支	360
39	蛔虫虫卵液	1ml/支	中创汇科	青岛	青岛中创汇科生物科技有限公司	360	1 支	360
40	鞭虫虫卵液	1ml/支	中创汇科	青岛	青岛中创汇科生物科技有限公司	360	1 支	360
41	肝吸虫虫卵液	1ml/支	中创汇科	青岛	青岛中创汇科生物	360	1 支	360

					科技有限 公司			
42	流感病毒盲样考核品(包含 H1N1、H3N2、Victoria、新冠和阴性)	1、5 支/盒, 每支 500ul, 需能够满足流感 H1N1、H3N2、BV、新冠考核, 每盒包括*支阳性, *支阴性, 每支考核品体积为 500ul。 2、采用荧光 PCR 检测, 其中阳性样本 Ct 值选取范围 26-30 之间。 3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。 4、出厂质检标准: 抽取阳性符合率 100%, 抽样检测限检出率 ≥ 95%, 精密度 CV 值 ≤ 5%。 5、考核品为灭活病原体, 无生物安全危害、不具有感染性。 6、运输及储存条件: -20℃ ± 5℃ 储存, 干冰或冷链运输, 反复冻融 3 次有效。	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	1250	9 盒	11250
43	轮状/诺如病毒盲样考核品(包含 A 组轮状病毒、诺如 GI、GII 和阴性)	5 支/盒, 每支 500ul (1、需能够满足 A 组轮状病毒、诺如病毒 I 型、诺如病毒 II 型考核, 每盒包括*支阳性, *支阴性, 每支考核品体积为 500ul。 2、采用荧光 PCR 检测, 其中阳性样本 Ct 值选取范围 26-30 之间。 3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。 4、出厂质检标准: 抽取阳性符合率 100%, 抽样检测限检出率 ≥ 95%, 精密度 CV 值 ≤ 5%。 5、考核品为基因工程方法制备的质粒模拟样本或灭活病原体, 无生物安全危害、不具有感染性。 6、运输及储存条件: -20℃ ± 5℃ 储存, 干冰或冷链运输, 反复冻融 3 次有效。	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	950	9 盒	8550
44	手足口病盲样考核品(包含 EV71、CA16、CA6、CA10 和阴性)	5 支/盒, 每支 500ul。1、需能够满足 EV71、CA16、其他肠道病毒考核, 每盒包括*支阳性, *支阴性, 每支考核品体积为 500ul。 2、采用荧光 PCR 检测, 其中阳性样本 Ct 值选取范围 26-30 之间。 3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。 4、出厂质检标准: 抽取阳性符合率 100%, 抽样检测限检出率 ≥ 95%, 精密度 CV 值 ≤ 5%。 5、考核品为基因工程方法制备的质粒模拟样本或灭活病原体, 无生物安全危害、不具有感染性。 6、运输及储存条件: -20℃ ± 5℃ 储存, 干冰或冷链运输, 反复冻融 3 次有效。	伯杰	青岛	伯杰(青 岛)医疗科 技有限公 司	1250	9 盒	11250
45	医学标本运输袋	100 个/包 (20cm*28cm* 12 丝)	御极防 护	桐城 市	桐城市御 极防护用 品有限公	40	20 包	800

					司			
46	甲型 H1N1 流感病毒核糖核酸 (H1N1) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
47	甲型 H3N2 流感病毒核糖核酸 (H3N2 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
48	乙型流感病毒核糖核酸 (IVB RNA) 液体室内质控品 Victoria	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
49	甲型 H5N1 流感病毒核糖核酸 (H5N1 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
50	甲型 H7N9 流感病毒核糖核酸 (H7N9 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
51	甲型 H9N2 流感病毒核糖核酸 (H9N2 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
52	新型冠状病毒甲型流感病毒/乙型流感病毒核糖核酸混合液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
53	2019 新型冠状病毒核糖核酸 (2019-nCov RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
54	柯萨奇病毒 A16 型核糖核酸 (CA16 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
55	肠道病毒 71 型核糖核酸 (EV71 RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平 (低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点 (北京) 科技有限公司	1200	1 盒	1200
56	肠道病毒通用型核糖核酸 (2019-nCov)	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平	微焦点	北京	微焦点 (北京)	1200	1 盒	1200

	RNA) 液体室内质控品	(低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平			科技有限公司			
57	诺如病毒核糖核酸(NV RNA) 液体室内质控品	病毒培养液, 无传染性, 液体, 批间差符合要求、均匀性良好, 通常 2-3 个水平(低 / 中 / 高值)、覆盖测试决定水平	微焦点	北京	微焦点(北京)科技有限公司	1200	1 盒	1200
58	人森林脑炎 IgG 检测试剂盒(酶联免疫法)	96 人份/盒	源桔生物	上海	上海源桔生物科技公司	980	2 盒	1960
59	人森林脑炎 IgM 检测试剂盒(酶联免疫法)	96 人份/盒	上海通蔚	上海	上海通蔚实业有限公司	900	2 盒	1800
60	人新布尼亚 IgG 抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	96 人份/盒	源桔生物	上海	上海源桔生物科技公司	980	2 盒	1960
61	人新布尼亚 IgM 抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	96 人份/盒	上海通蔚	上海	上海通蔚实业有限公司	900	2 盒	1800
62	淋球菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	50 人份/盒	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	500	1 盒	500
63	沙眼衣原体核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	50 人份/盒	伯杰	青岛	伯杰(青岛)医疗科技有限公司	500	1 盒	500

附件二：中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：BSZCS-X-H-260042-1



内蒙古朗硕科技有限公司：

巴彦淖尔市疾病预防控制中心于2026年07月14日就实验室试剂耗材采购项目(二次)（项目编号：BSZCS-X-H-260042-1）进行询价采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	348,980.00
合计金额(大写)：叁拾肆万捌仟玖佰捌拾元整	

