

合同包 5：农药快速检测及兽药检测专用耗材采购技术参数要求

序号	货物名称	参数性质	规格、主要技术参数及技术要求	单位	数量
1	检测试剂	★	1、满足配套农产品合格证智能机使用。 2、部分试剂检测项目检出限要求：毒死蜱 0.5mg/kg、水胺硫磷 1.0mg/kg、克百威 0.02mg/kg、灭多威 0.2mg/kg、敌敌畏 0.2mg/kg、敌百虫 0.1mg/kg、丙溴磷 0.5mg/kg、孔雀石绿（含隐形） 2ug/kg、以上农药残留项目全部检测为一批次要求。 3、上门技术培训。	批次	12000
2	兽药残留胶体金检测卡	★	1、满足配套农产品合格证智能机使用。 2、氯霉素 0.1ug/kg、呋喃唑酮代谢物 0.5ug/kg、呋喃西林代谢物 0.5ug/kg、呋喃它酮代谢物 0.5ug/kg、呋喃妥因代谢物 0.5ug/kg、克伦特罗 0.5ug/kg、莱克多巴胺 0.5ug/kg、沙丁胺醇 0.5ug/kg 3、以上项目全部检测为一批次要求。 4、上门技术培训。	批次	8000
3	新霉素标准品	★	新霉素标准品 100mg 鉴别及含量测定 每 1mg 657 新霉素单位 5℃	支	2
4	头孢唑肟对照品	★	头孢唑肟对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 82.6% 5℃	支	4
5	卡那霉素标准品	★	卡那霉素标准品 100mg 含量测定 每 1mg 756 卡那霉素单位 5℃	支	4
6	氨苄西林对照品	★	氨苄西林对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 86.0% 5℃	支	4
7	阿莫西林对照品	★	阿莫西林对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 88.1% 5℃	支	5
8	安普霉素标准品	★	安普霉素标准品 100mg 鉴别及含量测定 每 1mg 517 安普霉素单位 5℃	支	3
9	氟苯尼考对照品	★	氟苯尼考对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.6% 5℃	支	4
10	吉他霉素标准品	★	吉他霉素标准品 100mg 组分检查及含量测定 每 1mg 1683 吉他霉素单位 5℃	支	4
11	甲矾霉素对照品	★	甲矾霉素对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.7% 5℃	支	3
12	青霉素对照品	★	青霉素对照品 100mg 含量测定 93.6% 5℃	支	3
13	泰乐菌素标准品	★	泰乐菌素标准品 100mg 每 1mg 相当于 1066 泰乐菌素单位	支	3
14	替米考星对照品	★	替米考星对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 94.1% 5℃	支	4
15	土霉素标准品	★	土霉素标准品 100mg 每 1mg 866 土霉素单位 5℃	支	4
16	大观霉素标准品	★	大观霉素标准品 100mg 鉴别及效价测定 每 1mg 644 大观霉素单位 5℃	支	4

17	庆大霉素标准品	★	庆大霉素标准品 200mg 鉴别及C组分检查 每1mg 630 庆大霉素单位 5℃	支	4
18	多西环素对照品	★	多西环素对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 84.8% 5℃	支	4
19	盐酸金霉素对照品	★	盐酸金霉素对照品 120mg 鉴别及含量测定 含量 93.5% 5℃	支	4
20	伊维菌素对照品	★	伊维菌素对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 92.0% 5℃	支	4
21	红霉素标准品	★	红霉素标准品 200mg 鉴别及效价测定每1mg 905 红霉素单位 A组分 91.4% 5℃	支	4
22	四环素对照品	★	四环素对照品 100mg 含量测定 98.7% 5℃	支	4
23	庆大-小诺霉素标准品	★	庆大-小诺霉素标准品 100mg 每1mg 637 小诺霉素单位 5℃	支	2
24	维吉尼亚霉素标准品	★	维吉尼亚霉素标准品 60mg 鉴别及含量测定 每1mg 2347 单位 5℃	支	4
25	头孢噻呋对照品	★	头孢噻呋对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 89.4% 5℃	支	2
26	苄星青霉素对照品	★	苄星青霉素对照品 200mg 鉴别含量测定青霉素 69.0% 二苄基乙二胺 24.5% 5℃	支	4
27	氯氟碘柳胺钠对照品	★	氯氟碘柳胺钠对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 94.7%	支	4
28	乙酰氨基阿维菌素对照品	★	乙酰氨基阿维菌素对照品 100mg 鉴别及含量测定 B1a95.4% B1b2.37% 5℃	支	4
29	莫能菌素对照品	★	莫能菌素对照品 100mg 鉴别含量测定 97.2% 每1mg908 莫能单位 5℃	支	4
30	卡巴匹林钙对照品	★	卡巴匹林钙对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.5% 5℃	支	2
31	地克珠利对照品	★	地克珠利对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.8%	支	4
32	地美硝唑对照品	★	地美硝唑对照品 200mg 含量测定 99.9%	支	4
33	恩诺沙星对照品	★	恩诺沙星对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.7%	支	4
34	氟尼辛葡甲胺对照品	★	氟尼辛葡甲胺对照品 200mg 含量测定 98.2%	支	4
35	磺胺甲噁唑对照品	★	磺胺甲噁唑对照品 100mg 含量测定 99.8%	支	4

36	磺胺嘧啶对照品	★	磺胺嘧啶对照品 100mg 含量测定 99.6%	支	4
37	磺胺氯吡嗪钠对照品	★	磺胺氯吡嗪钠对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.8%	支	4
38	甲磺酸达氟沙星对照品	★	甲磺酸达氟沙星对照品 100mg 含量测定 94.2%	支	4
39	甲磺酸培氟沙星对照品	★	甲磺酸培氟沙星对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.6%	支	4
40	甲氧苄啶对照品	★	甲氧苄啶对照品 200mg 含量测定 99.8%	支	4
41	喹烯酮对照品	★	喹烯酮对照品 50mg 含量测定 99.9%	支	4
42	喹乙醇对照品	★	喹乙醇对照品 200mg 含量测定 99.7%	支	4
43	诺氟沙星对照品	★	诺氟沙星（氟哌酸）对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.4%	支	2
44	乳酸环丙沙星对照品	★	乳酸环丙沙星对照品 100mg 含量测定 99.5%	支	4
45	烟酸诺氟沙星对照品	★	烟酸诺氟沙星对照品 100mg 含量测定 98.9%	支	4
46	盐酸氨丙啉对照品	★	盐酸氨丙啉对照品 50mg 鉴别及含量测定 含量 99.8%	支	3
47	盐酸环丙沙星对照品	★	盐酸环丙沙星对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.8%	支	4
48	盐酸氯苯胍对照品	★	盐酸氯苯胍对照品 50mg 含量测定 99.8%	支	4
49	盐酸洛美沙星对照品	★	盐酸洛美沙星对照品 50mg 鉴别及含量测定 含量 98.6%	支	3
50	氧氟沙星对照品	★	氧氟沙星对照品 100mg 含量测定 99.5%	支	3
51	乙酰甲喹（痢菌净）对照品	★	乙酰甲喹（痢菌净）对照品 100mg 含量测定 100.0%	支	4
52	乙氧酰胺苯甲酯对照品	★	乙氧酰胺苯甲酯对照品 100mg 含量测定 100.0% 制剂检测	支	4

53	环丙氨嗪对照品	★	环丙氨嗪对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 100.0%	支	4
54	磺胺氯达嗪钠对照品	★	磺胺氯达嗪钠对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量 96.7%	支	3
55	磺胺二甲嘧啶(磺胺二甲甲基嘧啶)对照品	★	磺胺二甲嘧啶(磺胺二甲甲基嘧啶)对照品 100mg 含量测定 99.2%检测	支	4
56	噻嗪酸对照品	★	噻嗪酸对照品 100mg 含量测定 99.5%	支	4
57	磺胺嘧啶对照品	★	磺胺嘧啶对照品 100mg 含量测定 99.5% 制剂检测	支	4
58	磺胺对甲氧嘧啶对照品	★	磺胺对甲氧嘧啶对照品 200mg 含有磺胺对甲氧嘧啶制剂鉴别	支	4
59	尼卡巴嗪对照品	★	尼卡巴嗪对照品 200mg 含量测定 70.4%、29.2%	支	4
60	二硝托胺对照品	★	二硝托胺对照品 100mg 含量测定 99.7%	支	3
61	安乃近对照品	★	安乃近对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量 99.6%	支	3
62	安替比林对照品	★	安替比林对照品 100mg 含量测定 100.0%	支	4
63	呋喃妥因对照品	★	呋喃妥因对照品 100mg 检查	支	3
64	呋喃唑酮对照品	★	呋喃唑酮对照品 100mg 检查	支	4
65	呋喃西林对照品	★	呋喃西林对照品 100mg 检查	支	3
66	三氯苯达唑对照品	★	三氯苯达唑对照品 100mg 含量测定 99.8%	支	4
67	盐酸二氟沙星对照品	★	盐酸二氟沙星对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量 99.6%	支	4
68	双甲脒对照品	★	双甲脒对照品 100mg 含量测定 98.8%	支	4
69	维生素 E 对照品	★	维生素 E 对照品 100mg 含量测定 98.1% 4℃	支	3
70	盐酸诺氟沙星对照品	★	盐酸诺氟沙星对照品 100mg 盐酸诺氟沙星有关物质检查	支	3

71	二甲氧苄啶对照品	★	二甲氧苄啶对照品 200mg 鉴别	支	3
72	芬苯达唑对照品	★	芬苯达唑对照品 100mg 含量测定 100.0%	支	3
73	对氨基苯甲酸对照品	★	对氨基苯甲酸对照品 100mg 盐酸丁卡因、盐酸普鲁卡因检查	支	4
74	丙氧苯咪唑对照品	★	丙氧苯咪唑对照品 200mg 含量测定 99.7%	支	4
75	氟甲喹对照品	★	氟甲喹对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量 99.7%	支	4
76	癸氧喹酯对照品	★	癸氧喹酯对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量 99.7%	支	4
77	磺胺地索辛(磺胺二甲氧嘧啶)对照品	★	磺胺地索辛(磺胺二甲氧嘧啶)对照品 200mg 含量测定鉴别残留量测定 99.6%	支	4
78	维生素 B2 对照品	★	维生素 B2 对照品 100mg 含量测定 10℃-30℃	支	4
79	己烯雌酚对照品	★	己烯雌酚对照品 100mg 含量测定	支	3
80	维生素 B1	★	维生素 B1 100mg 含量测定	支	3
81	氨苄西林系统适用性对照品	★	氨苄西林系统适用性对照品 30mg 供 HPLC 法系统适用性试验用	支	4
82	醋酸地塞米松对照品	★	醋酸地塞米松对照品 100mg 含量测定	支	3
83	醋酸氟轻松对照品	★	醋酸氟轻松对照品 100mg 含量/限量测定用,鉴别/检查用	支	3
84	醋酸可的松对照品	★	醋酸可的松对照品 100mg 供含量测定及 HPLC 法鉴别用	支	4
85	醋酸泼尼松对照品	★	醋酸泼尼松对照品 100mg 供含量测定用	支	4
86	醋酸泼尼松龙对照品	★	醋酸泼尼松龙对照品 100mg 含量测定	支	3
87	醋酸氢化可的松对照品	★	醋酸氢化可的松对照品 100mg 供 HPLC 法鉴别和含量测定用	支	4

88	对氨基酚对照品	★	对氨基酚对照品 100mg 鉴别检查用	支	4
89	对甲酚对照品	★	对甲酚对照品 100mg 含量/限量测定用	支	4
90	对氯苯乙酰胺	★	对氯苯乙酰胺 500mg 含量测定用	支	2
91	二甲氧苄啶	★	二甲氧苄啶 50mg 供 HPLC 系统使用性试验用	支	3
92	卡那霉素 B 对照品	★	卡那霉素 B 对照品 50mg （供系统适用性用）	支	4
93	洛美沙星对照品	★	洛美沙星对照品 100mg HPLC 含量测定	支	3
94	葡萄糖酸钙对照品	★	葡萄糖酸钙对照品 1g ， 含量测定	支	4
95	青霉素系统适用性对照品	★	青霉素系统适用性对照品 30mg 仅供系统适用性实验用	支	5
96	氢化可的松对照品	★	氢化可的松对照品 50mg 含量测定	支	4
97	氟喹诺酮类酶联免疫试剂盒	★	氟喹诺酮类酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒 2、灵敏度：0.3ng/ml。 3、适用基质：动物组织，牛奶，鸡蛋。 4、标准曲线 范围为 0.3ppb-24.3ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 90%±30% 8、样品最低检出限：可用于动物组织、牛奶，鸡蛋。牛羊肉组织 2ppb，鸡肉 5ppb、牛奶 10 ppb、鸡蛋 10ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。	盒	2
98	阿维菌素酶联免疫试剂盒	★	阿维菌素酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：0.1ng/ml。 3、适用基质：动物组织。 4、标准曲线 范围为 0.1ppb-8.1ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 90%±30%。 8、样品最低检出限：可用于动物组织。组织（牛、羊肉）2ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。	盒	3
99	阿苯达唑酶联免疫试剂盒	★	阿苯达唑酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：0.1ng/ml。 3、适用基质：动物组织。	盒	3

			4、标准曲线 范围为 0.1ppb-8.1ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 90%±30%。 8、样品最低检出限：可用于动物组织。组织（牛、羊肉）5ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。		
100	替米考星酶联免疫试剂盒	★	替米考星酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：0.5ng/ml。 3、适用基质：动物组织。 4、标准曲线 范围为 0.5ppb-40.5ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 90%±30% 8、样品最低检出限：可用于动物组织。猪肉，鸡肉，鸭肉 1ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。	盒	1
101	磺胺类酶联免疫试剂盒	★	磺胺类酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：0.5ng/ml。 3、适用基质：组织，鸡蛋。 4、标准曲线 范围为 0.5ppb-40.5ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 90%±30% 8、样品最低检出限：鸡肉、鸭肉、鸡蛋、猪肉、鸡肝 5ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。	盒	2
102	地克珠利酶联免疫试剂盒	★	地克珠利酶联免疫试剂盒 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：0.5ng/ml。 3、适用基质：组织，鸡蛋。 4、标准曲线 范围为 0.5ppb-12ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。 7、用本说明书提供的样品处理方法回 收率范围 100%±20%。 8、样品最低检出限：鸡肉、鸭肉、鸡蛋、猪肉、鸡肝 5ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。	盒	3
103	β-激动剂多残留试剂盒	★	β-激动剂多残留试剂盒详细技术参数要求： 1、规格：96 孔/盒。 2、灵敏度：1ng/ml。 3、适用基质：动物尿液。 4、标准曲线 范围为 0.2ppb-16.2ppb。 5、B0 吸光度最佳值应大于 0.8。 6、试剂盒吸光度板内误差小于 5%，板 间误差小于 10%。	盒	1

		7、用本说明书提供的样品处理方法回收率范围 90%±30%。 8、样品最低检出限：可用于检测动物尿液、动物组织、血清和饲料。尿液 1ppb、组织 1ppb、血清 1 ppb、饲料 10ppb。 9、储存方法为 2-8℃，冷藏保存，要求印有厂名，生产日期，批号等相关标识，保质期 12 个月。 β-激动剂多残留试剂盒符合《农牧便函（2021）190 号 2020 瘦肉精速测产品评价》文件，附件 2 所表 4 列企业生产的产品，提供加盖生产厂家公章的农业农村部相关证明文件扫描件，以及生产厂家针对本项目本产品的质量说明文件。所有试剂盒要求同一品牌。		
--	--	---	--	--