

采购清单及报价

序号	名称	技术要求	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	革兰阴性需氧菌药敏检测板	A-鲍曼-022X 10版/盒	8	盒		
2	革兰阳性需氧菌药敏检测板	K-2011X 10版/盒	8	盒		
3	革兰阴性需氧菌药敏检测试剂/盘式	A-5030XS 10盘/盒	8	盒		
4	革兰阳性需氧菌药敏检测试剂/盘式	L-金葡 10版/盒	8	盒		
5	血琼脂(0.5%羊血)	20版/盒	1	盒		
6	麦康凯平板(9cm)	90mm; 20个/盒	1	盒		
7	巧克力琼脂	20个/盒	1	盒		
8	脑心浸液琼脂	20个/盒	1	盒		
9	兔血脑心浸液琼脂	20个/盒	1	盒		
10	胰蛋白大豆琼脂	20个/盒	1	盒		
11	胰蛋白大豆肉汤	20支/盒	1	盒		
12	SBG增菌液	20支/盒	12	盒		
13	脑心培养平板	20块/盒	12	盒		
14	25%甘油肉汤管(2mL)	100支/盒	1	盒		

15	碳青霉烯培养基	20块/盒	12	盒		
16	万古霉素培养基	20块/盒	12	盒		
17	替加环素培养基	20块/盒	12	盒		
18	多粘菌素培养基	20块/盒	12	盒		
19	环丙沙星培养基	20块/盒	12	盒		
20	梅毒螺旋体抗体检测试剂)	胶体金法 50人/份	10	盒		
21	丙型肝炎病毒抗体检测试剂	胶体金法 50人/份	10	盒		
22	丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒	1、预期用途：定量检测样本中HCV RNA，适用于丙肝患者抗病毒治疗应答和治疗效果的监测； 2、检测灵敏度： $\leq 20\text{IU/ml}$ ； 3、定量线性范围： $20 \sim 1.0 \times 10^8 \text{IU/mL}$ ，定值溯源至WHO国际标准品； 4、核酸提取方式：磁珠法提取，核酸提取试剂适用于单位现有的AUTO NA96型号的自动核酸提取仪； 5、扩增体系：不含磁珠扩增检测； 6、定量方式：内标法定量； 7、涵盖基因型：1-6型常见型别； 8、防污染措施：具备dUTP/UNG酶防污染体系，矿物油液面封盖； 9、反应体系均一性保障：核酸PCR扩增过程采用矿物油	10	盒		

		封盖液面； 10、批内及批间差：精密度 $CV\% < 5\%$； 11、质控对照：检测不超过3个质控或定量校准品。 12、试剂包装：检测试剂可即开即用，全组份预分装包装，无需再进行分装配液； 13、配套耗材：可适配 AUTO-NA96提取仪的2ml 96孔深孔提取板，60ml带盖试剂槽，5ml样本管（流式管），以及废液槽和废物槽，PCR八联管盖。 14、检测试剂获取国家批准的医疗器械注册证或相关批文。				
23	NAP-2核酸提取试剂盒（丙肝）	1、适用于单位现有的AUTO NA96型号的自动核酸提取仪平台开展的HIV病毒载量的检测。 2、有效期及稳定性：有效期不低于12个月，试剂在2-37摄氏度条件下稳定性不低于5天。（以说明书或出厂检测报告为准）。 3、配套耗材：包括自动提取所需的全部耗材 4、规格：48人份/套。	14	盒		
24	HIV-1人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒（RT-PCR荧光探针法）	1、可适用于HIV-1感染者的疗效评估及辅助诊断，可以进行HIV-1补充实验，符合2020版国家艾滋病防治规范要求。（提供说明书佐证） 2、试剂效期：≥12个月 3、定量原理：内标定量，无需外部标准曲线，节约试剂同时降低孔间差 4、无需人工手动分装配置，即开即用； 5、检测灵敏度：≤30IU/mL 6、试剂可覆盖M组、N组、O组；（提供试剂盒说明书） 7、引物探针：双区域靶标检	4	盒		

		测，有效防止漏检。双区段设计，针对HIV-1采取双区段扩增设计，减少漏检，提供试剂盒说明书证明； 8、试剂盒内试剂为单人份独立包装，PCR反应体系为免配液预分装设计，操作过程PCR反应液无需人工或设备进行分装配置。 9、石蜡油封盖：提取和扩增过程均采用石蜡油封盖，避免蒸发，同时减少气溶胶产生，产物污染。 10、样本量： ≤0.5mL 11、检测完剩余核酸为不含磁珠的纯净核酸，可用于后续的耐药检测。12、参加并通过至少一年的国家CDC的HIV-1病毒载量检测能力VQA验证。 13、适用于单位现有的AUTO NA96型号和SLAN-96P PCR扩增仪平台开展的HIV病毒载量的检测。 14 、有效期及稳定性： 有效期不低于12个月，试剂在2-37摄氏度条件下稳定性不低于5天。（以说明书或出厂检报告为准）。 15、配套耗材：包括自动提取和扩增所需的全部耗材。 16、规格：48人份/套。				
25	人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒	胶体金法 50人/份	20	盒		
26	人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法）	1、检测方法学：蛋白印迹法（WB），包装规格：18人份/盒。 2、检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包括： gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、	10	盒		

		P31、P39 3、质控血清应分别含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，其中强阳性质控血清必须同时含HIV-1和HIV-2质控物，质控血清必须为灭活人血清 4、封闭液为检测时现配 5、HIV1+2 确证试剂必须经国家食品药品监督管理局注册批准 6. 必需配备检测所需试剂反应板（槽），可选9槽、18槽、36槽、48槽规格，适用于手工或全自动蛋白印迹仪器 7. 试剂实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本，提供试剂使用说明书证明 8. 试剂有效期为24个月，交货时有效期≥15个月				
27	HIV-1新发感染酶免检测试剂盒（限制性抗原亲和力法）	1、规格：192人份/2盒/套（96Tx2） 2、方法原理：限制性抗原亲和力和力法 3、反应时间：≤120分钟 4、精密性（CV9）：不招过15% 5、有效期：按保存条件要求保存，有效期≥24个月	2	套		
28	人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质	30支/盒	1	盒		
29	抗HCV血清（液体）标准物质	30支/盒	1	盒		
30	百日咳毒素（PT）IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	1. 检测方法：ELISA 2. 包装规格：96人份/盒。用于定量测定人血清或血浆中的百日咳杆菌毒素（PT）抗体含量。 3. 有效期：≥12个月。	2	盒		

31	麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1、技术参数：48人份/盒 2、灵敏度97.6%；特异度89% ； 3、精密度：批内变异系数CV%不高于15%（n=10）。 4、检测方法：酶联免疫法；要求效期新	10	盒		
32	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1、技术参数：48人份/盒 2、灵敏度98.3%；特异度98.9%；3、精密度：批内变异系数CV%不高于15%（n=10）。 4、检测方法：酶联免疫法；要求效期新	10	盒		
33	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法)	胶体金法 50人/份	10	盒		
34	沙眼衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	1	盒		
35	淋病奈瑟球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	1	盒		
36	肺炎支原体培养基	4ml*20支/盒	1	盒		
37	百日咳采样液	2mL*50支/盒	1	盒		
38	木碳选择培养基	1、3mL*50支/盒 2、用于百日咳、副百日咳鲍特菌的运送和保存	1	盒		
39	百日咳杆菌增菌液	1、20套/盒 2、含百日咳基础增菌液、添加剂A、B	1	盒		
48	PBS液	500ml/瓶	5	瓶		
49	M-SUS培养液	1、无血清M-SUS，用于流感病毒的细胞分离培养； 2、1000ml/瓶	2	瓶		

54	三抗混合物	100ml/瓶	1	瓶		
55	100*TPCK胰酶	100mg/瓶	1	瓶		
56	豚鼠红细胞	100ml/支	10	支		
63	MDSK-SUS细胞株	冻存状态 susMDCK 细胞,用于流感病毒的细胞分离培养	1	株		
64	细胞计数片	1、双槽位细胞计数片,一片可以做2次计数, 2、规格: 50片/盒	1	盒		
67	腺病毒培养贴壁细胞(即用型)	1、用于腺病毒培养的贴壁型细胞; 使用T25细胞培养瓶, 覆盖度大于90%; 活细胞比例大于95%, 2、10瓶/盒	1	盒		
68	病毒生长液	1、500 mL瓶, 2、用于腺病毒培养; 使用DMEM培养基作为基础, 添加了HEPES缓冲液和胎牛血清	1	瓶		
69	营养琼脂(干粉培养基)	250g/瓶	5	瓶		
70	沙氏琼脂(干粉培养基)	250g/瓶	4	瓶		
71	7.5%氯化钠肉汤	9ml/支*20/盒	20	盒		
72	双料乳糖胆盐发酵管	10ml支*20/盒	50	盒		

73	GVPC平板	20个/盒	3	盒		
74	BCYE平板	20个/盒	3	盒		
75	BCYE-CYS琼脂平板	20个/盒	3	盒		
76	BP (Baird Parker) 琼脂平板	20套 (9cm)	20	套		
77	生理盐水管(带拭子)	9ml/*20支/盒	40	盒		
78	生理盐水管(带拭子)	10ml*20支/盒	40	盒		
79	伊红美蓝琼脂平板 (9cm)	90mm*20个/盒	8	盒		
80	乳糖蛋白胨培养基	250g/瓶	1	瓶		
81	二倍乳糖蛋白胨培养液	10ml*20支/盒	5	盒		
82	滤膜	0.22微米-0.45, 150片/盒	1	盒		
83	0.85%生理盐水/含中和剂	50支/盒	15	盒		
84	沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积$\leq 5\mu\text{L}$，终体积$\leq 25\mu\text{L}$，核酸上样孔数≤ 1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长$\leq 60\text{min}$。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判	6	盒		

		读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒				
85	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	15	盒		
87	诺如病毒GI/GII核酸检测试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	2	盒		
88	沙门氏菌O多价血清A-F	1ml/瓶	2	瓶		

89	沙门氏菌诊断学清60种	1ml*60瓶/套	2	套		
90	0.85%悬浮液（5ml）	5ml*100支/盒	1	盒		
91	氧化酶试剂	50*0.75ml/盒	2	盒		
92	API 加样滴管	400支/箱	2	箱		
93	弯曲菌培养检测试剂盒（禽肉样本）	10T/盒	2	盒		
94	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）	10T/盒	8	盒		
95	弯曲菌BPW母液	50ml*10T/盒	6	盒		
96	弯曲菌菌种低温保存液	100*0.5ml/盒	2	盒		
97	弯曲菌哥伦比亚血平板	20块/盒	23	盒		
98	弯曲菌Karmali平板	20块/盒	15	盒		
99	沙门氏菌显色培养基	1000ml/瓶	15	瓶		
100	金黄色葡萄球菌显色培养基	1000ml/瓶	10	瓶		
101	李斯特菌显色培养基	1000ml/瓶	15	瓶		
102	大肠杆菌显色培养基	1000ml/瓶	2	瓶		
103	大肠杆菌0157显色培养基	1000ml/瓶	2	瓶		

104	弧菌显色培养基	1000ml/瓶	3	瓶		
105	克罗诺杆菌显色培养基	1000ml/瓶	5	瓶		
106	蜡样芽胞杆菌显色培养基	1000ml/瓶	2	瓶		
107	阪崎显色培养基	1000ml/瓶	2	瓶		
108	BPW母液10x(弯曲菌)	50ml/盒	6	盒		
158	腹泻症候群多病原核酸检测试剂	1、规格：24T/盒 2、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测人粪便样本、人肛肠拭子样本中的致泻性大肠杆菌(EAEC、EPEC、EHEC、ETEC、EIEC)、志贺菌、嗜水气单胞菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、艰难梭菌、河弧菌、阪崎克罗诺杆菌、类志贺邻单胞菌、胎儿弯曲菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌的核酸。 3、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall18000多病原核酸分析系统。如供应商需提供针对该项目试剂售后厂家服务承诺书 4、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 内参：含外源性内参。 5、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入 6、结果判度：配备全自动数	50	盒		

		据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预。				
159	呼吸道症候群多病原核酸检测试剂	1、规格：24T/盒 2、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌、化脓链球菌、流血嗜血杆菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、隐球菌、曲霉菌及肺孢子菌的核酸。 3、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Panall18000多病原核酸分析系统；如供应商需提供针对该项目试剂售后厂家服务承诺书 4、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 内参：含外源性内参。 5、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入 6、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预。	50	盒		
160	脑炎脑膜炎症候群多病原核酸检测试剂	1、规格：24T/盒 2、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测血液样本中的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、化脓链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸 3、检测原理：基于磁珠法核	50	盒		

		酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Pana118000多病原核酸分析系统。如供应商需提供针对该项目试剂售后厂家服务承诺书 4、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 内参：含外源性内参。 5、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入 6、结果判定：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预。				
161	其他发热症候群多病原核酸检测试剂	1、规格：24T/盒 2、功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测鼻咽拭子、血液样本中的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸。 3、检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种肠道病原体基因检测，需配套Pana118000多病原核酸分析系统。如供应商需提供针对该项目试剂售后厂家服务承诺书 4、最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL； 内参：含外源性内参。 5、操作方式：配备全自动试剂反应程序识别系统，反应	50	盒		

		耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入 6、结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预。				
162	霍乱弧菌血清分型试剂	1、规格：25T/盒。 2、血清型：01群、0139群。 3、采用全混体系技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测。 4、采用防污染体系。 5、反应全流程时长≤75min。 6、含有快速结果自动判读软件	1	盒		
163	沙门氏菌血清分型试剂	1、规格：25T/盒。 2、血清型：阿巴埃特图巴、阿伯丁、阿邦尼、马流产、阿德莱、阿格伯尼、阿戈地、阿贡那、阿拉丘、阿尔巴尼、艾伯特、阿顿道夫、阿尔顿、阿姆斯特丹、鸭、伊内霍、阿拉帕欧、阿雷查瓦莱塔、阿西尼、巴圭达、巴尔多、巴雷利、巴森海特、贝德福、布洛克利、波那雷思、波恩、病牛、布伦登卢普、勃兰登堡、布雷登尼、布里赫姆、布达佩斯、伯里、卡拉巴尔、加利福尼亚、卡诺、卡劳、塞罗、查理、昌丹斯、彻斯特、猪霍乱、克勒肯威尔、科林德尔、康科德、科瓦利斯、古巴、达布、达喀尔、德尔卑、德绍、迪尤波尔、伊林、伊斯特本、伊布利、爱丁堡、埃科、伊丽莎白维尔、依麦克、肠炎、埃森、法埃德、鸡、冈比亚、加明那拉、盖茨黑德、加瓦尼、	1	盒		

		格但斯克、吉韦、格罗斯出浦、戈丁根、黄金海岸、哈达尔、哈特福德、哈瓦那、海德堡、希林登、非丁伏斯、伊迪坎、印第安纳、婴儿、伊鲁穆、伊桑吉、以色列、伊斯坦布尔、伊图里、长湾尼、爪哇纳、耶路撒冷、卡拉姆、凯杜古、肯塔基、库马萨、基安布、启门萨、金迪亚、金斯顿、基桑加尼、科特布斯、拉古什、利戈、列克星敦、利密特、林登堡、利奇菲尔德、利物浦、利文斯通、罗米他、伦敦、卢肯瓦尔德、曼哈顿、姆班达卡、火鸡、迈阿密、三河岛、明尼苏达、密西西比、姆卡巴、莫拉德、蒙绍、蒙得维的亚、慕尼黑、明斯特、名古屋、那波利、习志野、恩昌加、纽兰、纽波特、新罗歇尔、俄亥俄、奥凯福科、奥雷宁堡、奥登内、奥里翁、奥里塔曼琳、奥斯陆、巴基斯坦、巴拿马、巴布亚、甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、普利茅斯、波摩那、浦那、波茨坦、里定、雷根特、里特、里吉尔、里森、鲁比斯劳、鲁齐齐、圣保罗、圣地亚哥、撒奥、索恩堡、胥伐成格隆、仙台、山夫登堡、芙蓉、上海、舒卜拉、新加坡、辛斯托夫、斯坦利、斯坦利维尔、斯特拉特福、松兹瓦尔、苏拉特、斯韦德维、塔科拉迪、塔科松尼、坦格、塔西尼、田纳西、汤卜逊、昂兹威、突尼斯、伤寒、鼠伤寒、鼠伤寒单相变种、乌干达、乌盖利、乌普萨拉、瓦伊勒、威尼斯、维尔肖、弗吉尼亚、旺兹沃思、温加			
--	--	--	--	--	--

		塔、韦太夫雷登、西安普顿、威思顿、维也纳、维普拉、渥兴顿、雅拉巴、耶胡达、自贡 3、采用全混体系技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测。 4、采用防污染体系。 5、反应全流程时长 $\leq 75\text{min}$ 。 6、含有快速结果自动判读软件				
165	致泻大肠杆菌血清分型试剂	1、规格：25T、50T/盒。 2、血清型：026、045、0103、0111、0121、0145、0157 3、采用全混体系技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测。 4、采用防污染体系。 5、反应全流程时长 $\leq 75\text{min}$ 。 6、含有快速结果自动判读软件	1	盒		
166	副溶血弧菌血清分型试剂	1、规格：25T、50T/盒。 2、血清型：01、02、03、04、05、06、07、08、09、010、011、012。 3、采用全混体系技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测。 4、采用防污染体系。 5、反应全流程时长 $\leq 75\text{min}$ 。 6、含有快速结果自动判读软件	1	盒		
167	含255ml生理盐水均质袋	225ml*10袋/包	40	包		
168	255ml磷酸盐缓冲液	225ml*10袋/包	40	包		
169	含9ml生理盐水均质袋	9ml*20支/盒	25	盒		

170	9ml磷酸盐缓冲液	9ml*20支/盒	25	盒		
171	平板计数琼脂	250g/瓶	2	瓶		
172	9ml BGLB单料(含小导管)	10ml*20支/盒	20	盒		
173	结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)	250g/瓶	3	瓶		
174	VRBA-MUG	250g/瓶	1	瓶		
175	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)	250g/瓶	1	瓶		
176	葡萄糖琼脂	20支/盒	1	盒		
177	马铃薯葡萄糖琼脂	250g/瓶	2	瓶		
178	孟加拉红琼脂	250g/瓶	2	瓶		
179	255ml蛋白胨-盐溶液	225ml*10袋/包	2	包		
180	9ml蛋白胨-盐溶液	9ml*20支/盒	1	盒		
181	MPC 琼脂培养基	250g/瓶	2	瓶		
182	TBX 琼脂培养基	250g/瓶	2	瓶		
183	MC培养基	250g/瓶	2	瓶		
184	MRS琼脂	250g/瓶	2	瓶		

185	改良MRS琼脂	250g/瓶	2	瓶		
186	DTA 琼脂培养基	250g/瓶	1	瓶		
187	改良胰蛋白胨大豆琼脂培养基 (mTSB)	225ml*10袋/包	1	包		
188	EC 肉汤	225ml*10袋/包	1	包		
189	CHROMagar STEC 显色培养基	20块/盒	1	盒		
190	麦康凯培养基	20块/盒	12	盒		
191	胰蛋白胨大豆琼脂培养基 (TSA)	20块/盒	10	盒		
192	改良 EC 肉汤 (mEC+n)	225ml*10袋/盒	1	盒		
193	改良山梨醇麦康凯琼脂 (CT - SMAC)	90mm*20个/盒	1	盒		
194	半固体琼脂	20支/盒	5	盒		
195	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 -MUG (MUG -LST)	10ml*20支/盒	1	盒		
196	大肠埃希氏菌 0157 显色培养基	1mL/瓶	3	瓶		
199	脑心浸出液肉汤 (BHI)	100g/瓶	1	瓶		
200	脑心浸出液肉汤 (BHI)	5ml*20支/盒	8	盒		

201	冻干兔血浆	0.5ml*10支/盒	15	盒		
202	血平板（9cm）	20块/盒	25	盒		
203	含225ml 缓冲 蛋白胨水（BPW） 均质袋	225ml*10袋/包	35	包		
204	9ml 缓冲蛋白 胨水（BPW）	9ml*20支/盒	10	盒		
205	TTB 肉汤管	10ml*20支/盒	12	盒		
206	BS琼脂（干粉）	250g/瓶	1	瓶		
207	BS琼脂	20块/盒	20	盒		
208	XLD琼脂	20块/盒	20	盒		
209	HE琼脂	20块/盒	20	盒		
210	XLT4 琼脂	20块/盒	2	盒		
211	三糖铁管	10ml*20支/盒	30	盒		
212	RVS	250g/瓶	3	瓶		
213	Swarm 琼脂	250g/瓶	1	瓶		
214	甘露醇卵黄多 粘菌素B琼脂（ MYP）平板	20皿/盒	30	盒		
215	酪蛋白平板（ 9cm）	20皿/盒	1	盒		
216	TSSB	20皿/盒	8	盒		

217	过氧化氢酶	2ml*10支/盒	5	盒		
218	蜡样芽孢杆菌 生化鉴定套盒	9种*10次/套	5	套		
219	含225ml LB1肉 汤均质袋(含吡 啶, 奈定)	225ml*10袋/包	15	包		
220	李氏菌增菌肉 汤LB2	9ml*20支/盒	8	盒		
221	TSA-YE (干粉)	250g/瓶	1	瓶		
222	TSB-YE	20板/盒	3	盒		
223	PALCAM 琼脂	20板/盒	24	盒		
224	鼠李糖发酵管	20支/盒	10	盒		
225	木糖发酵管	20支/盒	10	盒		
226	SIM 动力培养 基	250g/瓶	1	瓶		
227	过氧化氢试剂	20支/盒	5	盒		
228	半固体储存培 养基	20板/盒	10	盒		
229	半固体储存培 养基	250g/瓶	2	瓶		
230	3%氯化钠碱性 蛋白胨水	225ml*10袋/包	3	包		
231	3%氯化钠碱性 蛋白胨水	9ml*20支/盒	6	盒		

232	嗜盐性实验培养基	250g/瓶	1	瓶		
233	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板（9cm）	20皿/盒	5	盒		
234	TCBS	20皿/盒	10	盒		
235	3%氯化钠胰蛋白胨三糖铁琼脂	20支/盒	3	盒		
236	preston肉汤	500ml/袋	2	盒		
237	哥伦比亚血琼脂平板（9cm）	20皿/盒	25	盒		
238	含225ml营养肉汤均质袋	225ml*10袋/包	12	包		
239	肠道菌增菌肉汤	30ml*10袋/包	12	包		
240	肠道菌计数琼脂平板	20皿/盒	2	盒		
241	麦康凯平板（9cm）	90mm*20个/盒	10	盒		
242	伊红美蓝平板（9cm）	90mm*20个/盒	8	盒		
244	含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋	225ml*10袋/包	3	包		
245	MCPC 平板（9cm）	20皿/盒	2	盒		
246	含225ml mEC+n肉汤均质袋（含添加剂）	225ml*10袋/包	1	盒		
247	LST-MUG肉汤管	10ml*20支/盒	1	盒		

248	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（VRBA-MUG）	250g/瓶	1	瓶		
249	含225ml碱性蛋白胨水均质袋	225ml*10袋/包	1	包		
250	四号平板（9cm）	90mm*20个/盒	1	盒		
251	去氧胆酸钠	25g/瓶	1	瓶		
252	含225ml改良磷酸盐缓冲液均质袋	225ml*10袋/包	8	包		
253	CIN-1琼脂平板（9cm）	20皿/盒	5	盒		
254	改良Y平板（9cm）	20皿/盒	5	盒		
255	营养琼脂平板（9cm）	225ml*10袋/包	30	包		
256	革兰氏染色液	100ml*4/盒	3	盒		
257	改良skirrow琼脂平板	20皿/盒	1	盒		
258	改良E.C新生霉素增菌肉汤	225ml*10袋/包	1	包		
260	TSA平板	20块/盒	5	盒		
261	m1ST-Vm	10ml*20支/盒	5	盒		
262	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂	250g/瓶	5	瓶		
263	TSC增补剂	10支/盒	15	盒		
264	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）	20支/盒	10	盒		

265	缓冲动力-硝酸盐培养基	20支/盒	10	盒		
266	乳糖-明胶培养基	20支/盒	5	盒		
267	含铁牛乳培养基	10ml*20支/盒	15	盒		
268	0.1%蛋白胨水	225ml*10袋/盒	10	盒		
269	0.1%蛋白胨水	9ml*20支/盒	10	盒		
270	缓冲甘油-氯化钠溶液	250g/瓶	1	瓶		
271	0.1%蛋白胨水	250g/瓶	1	瓶		
272	BPW增菌液 900ml	10袋/盒	4	盒		
273	BPW增菌液90ml	90ml*10袋/盒	4	盒		
274	BPW增菌液9ml	9ml*20支/盒	8	盒		
275	CN培养基	250g/瓶	1	瓶		
276	金氏B培养基	250g/瓶	1	瓶		
277	乙酰胺液体培养基	100g/瓶	1	瓶		
278	绿脓菌素测定培养基	250g/瓶	1	瓶		
279	PBS溶液	500ml/瓶	1	瓶		
280	无RNase超纯水	100ml/瓶	1	瓶		
281	氯化钠	500g/瓶	1	瓶		

282	牛肉膏	100g/瓶	1	瓶		
283	聚乙二醇	1KG/瓶	1	瓶		
284	甘氨酸	500g/瓶	1	瓶		
285	改良克氏双糖 铁琼脂	20支/盒	5	盒		
286	225mL PNCC	225ml*10袋/盒	1	盒		
287	CC 平板	20皿/盒	1	盒		
288	mCPC平板	20皿/盒	1	盒		
289	3%氯化钠胰蛋 白胨大豆琼脂 平板	20皿/盒	1	盒		
290	嗜盐性试验培 养基	20皿/盒	1	盒		
291	3%氯化钠赖氨 酸脱羧酶试验 培养基	20皿/盒	1	盒		
292	嗜盐性试验培 养基	20皿/盒	1	盒		
293	3%氯化钠甘露 醇试验培养基	20皿/盒	1	盒		
294	3%氯化钠赖氨 酸脱羧酶试验 培养基	20皿/盒	1	盒		
295	3%氯化钠 MR-VP 培养基	20皿/盒	1	盒		
296	3%氯化钠溶液	20皿/盒	1	盒		
298	碱性蛋白胨水	225ml*10袋/盒	1	盒		
299	4 号琼脂	20皿/盒	1	盒		

300	庆大霉素琼脂	20皿/盒	1	盒		
303	胰酪胨大豆多 粘菌素肉汤	10ml*20支/盒	1	盒		
305	明胶培养基	20板/盒	1	盒		
306	糖发酵管	20支/盒	1	盒		
307	溶菌酶营养肉 汤	20支/盒	1	盒		
308	亚硒酸盐胱氨 酸（SC）增菌液	20支/盒	5	盒		
314	明胶磷酸盐缓 冲液（GBS）	25ml*10袋/盒	6	盒		
315	庖肉培养基（ CMM）	15ml*20支/盒	6	盒		
316	庖肉培养基（ CMM）	250g/瓶	3	瓶		
317	胰蛋白酶胰蛋 白胨葡萄糖酵 母膏肉汤（ TPGYT）	15ml*20支/盒	6	盒		
318	胰蛋白酶胰蛋 白胨葡萄糖酵 母膏肉汤（ TPGYT）	250g/瓶	3	瓶		
319	LB 肉汤培养基	250g/瓶	1	瓶		
320	LB 琼脂培养基	250g/瓶	1	瓶		
321	磁珠保存管	80支/盒	10	盒		
322	GVC增菌液	225ml*10袋/盒	3	盒		
323	改良马铃薯葡 萄糖琼脂（mPDA ）	20板/盒	3	盒		

324	PCFA培养基	20板/盒	3	盒		
325	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）	20板/盒	5	盒		
326	马铃薯葡萄糖半固体琼脂	250g/盒	5	盒		
327	卵黄琼脂	20板/盒	3	盒		
328	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌生化鉴定试剂盒	20T/盒	3	盒		
329	PALCAM	20板/盒	3	盒		
330	225mL 0.85%生理盐水	225ml*10袋/盒	1	盒		
331	9mL 0.85%生理盐水	20支/盒	1	盒		
332	假单胞菌琼脂基础培养基/CN琼脂	20板/盒	2	盒		
333	金氏B培养基	250g/瓶	1	瓶		
334	乙酰胺肉汤	250g/瓶	1	瓶		
335	纳氏试剂	250g/瓶	1	瓶		
336	mCCDA 琼脂	250g/瓶	1	瓶		
337	Skirrow 琼脂	250g/瓶	1	瓶		
338	布氏肉汤	250g/瓶	1	瓶		
339	改良胰蛋白胨大豆肉汤	250g/瓶	1	瓶		
340	哥伦比亚 CNA血琼脂	250g/瓶	1	瓶		

341	胰蛋白胨大豆肉汤	250g/瓶	1	瓶		
343	3%过氧化氢（H ₂ O ₂ ）溶液	10支/盒	1	盒		
350	细菌 DNA 提取试剂盒	50T/盒	20	盒		
359	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌酵米面亚种bon基因检测试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	5	盒		
360	霍乱弧菌01/0139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒	1	盒		

		4、规格：25T/盒				
361	金黄色葡萄球菌mecA基因检测	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	5	盒		
363	蜡样芽胞杆菌呕吐毒素	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5 μL，终体积≤25 μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	5	盒		
371	军团菌分子血清型鉴定试剂盒	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核	1	盒		

		酸体积$\leq 5\ \mu\text{L}$，终体积$\leq 25\ \mu\text{L}$，核酸上样孔数≤ 1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应时长$\leq 60\text{min}$。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥ 500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒				
381	甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	1、检测原理：甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系Victoria系人类流感病毒检测。 2、反应程序：逆转录50°C，10min；预变性95°C，5min；变性95°C，10 s；退火/延伸/检测荧光55°C，40 s；共40次，在每次循环第二步（55°C，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	15	盒		
382	十七重呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒	1、用途：用于十七重呼吸道病原体（新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、A组链球菌）核酸的体外定性检测。	50	盒		

		2、试剂组份：采用预分装的形式，一块96孔PCR板已分装16套十七重呼吸道病原体检测试剂。 3、反应体系：采用全预混扩增反应体系，无需手工配置反应体系。 4、反应程序：逆转录50℃，5min；预变性95℃，1min30s；变性95℃，5 s；退火/延伸/检测荧光55℃，30 s；共42次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”和“ROX”），整个反应时间在70分钟内完成（提供说明书） 5、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 6、规格：16T/盒				
383	十七重呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒	用于十七重呼吸道病原体（新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、A组链球菌）核酸的体外定性检测。 2. 试剂组份：包含预混液1000 μL*1管，阳性对照500 μL*1管，阴性对照500 μL*1管。（提供说明书） 3. 反应体系：25 μL反应体系，采用全预混扩增反应体系，无需手工配置反应体系。 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”	10	盒		

		和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成。（提供说明书） 5、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 6、规格：50T/盒				
384	Yamagata系 /Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	1、用于对Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测。 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成；（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	10	盒		
385	磁珠法病毒核酸提取试剂96预封装	1、适应于现单位上海伯杰提取仪使用 2、48人份/盒	70	盒		
386	磁珠法病毒核酸提取试剂96预封装	1、适应于现单位上海伯杰提取仪使用 2、96人份/盒	10	盒		
387	甲型/H5/H7/H9亚型禽流感病毒四重实时荧光PCR检测试剂	1、用于对甲型/H5/H7/H9亚型禽流感病毒四重实时荧光PCR检测。 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”	5	盒		

		和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒				
388	柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒实时荧光PCR 检测试剂盒	用于对柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒实时荧光PCR 检测 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	8	盒		
389	麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR 检测试剂盒	用于对麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测。 反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服	4	盒		

		务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒				
390	病毒采样管	1、20套/盒 2、非灭活	100	盒		
391	甲型/乙型/Yamagata系/Victoria系四重实时荧光PCR检测试剂盒	1、用于对甲型/乙型/Yamagata系/Victoria系四重实时荧光PCR检测 2. 拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 3. 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 4、规格：50T/盒	10	盒		
392	甲型/乙型/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	用于对甲型/乙型/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测。 反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	10	盒		
393	欧亚类禽猪流感H1N1亚型核酸检测试剂	用于对欧亚类禽猪流感H1N1亚型核酸检测 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸	2	盒		

		/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒				
394	新冠核酸检测试剂	1、用于用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的鼻咽拭子、口咽拭子和痰液样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和 N 基因。 2、最低检测限：150copies/mL 3、拥有有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	8	盒		
395	手足口CA6/CA10双通道试剂	1、用于对手足口CA6/CA10双通道试剂核酸检测 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书）	8	盒		

		3、拥有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒				
396	禽流感H3分型试剂	用于对禽流感H3分型试剂剂核酸检测 反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、拥有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 4、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 5、规格：50T/盒	2	盒		
397	百日咳核酸检测试剂	用于对百日咳核酸检测试剂 2. 拥有效期内的生物安全二级实验室备案证明及测序服务平台。 2、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、“HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成（提供说明书） 3、提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值 4、规格：50T/盒	3	盒		

398	百日咳核酸检测试剂	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪 2、检测时间：反应时长≤60min。（提供说明书） 3、可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒 4、规格：50T/盒	1	盒		
399	TBX琼脂	250g/瓶	2	瓶		
400	定量盘	51孔	300	个		
401	无菌取样瓶	100ml/个（含硫代硫酸钠）	300	个		
402	大肠菌群检测试剂	100个/盒	3	盒		
403	厌氧指示剂	10支/盒(1.5ml/支)	3	盒		
404	胰酶液	100ml/瓶	5	瓶		
405	巧克力平板	20板/盒	5	盒		
406	MH平板	20板/盒	5	盒		
407	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤	10ml*20支/盒	20	盒		
408	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	10ml*20支/盒	3	盒		
409	营养琼脂平板	90mm*20 块/盒	3	盒		

410	含复方中和剂 营养琼脂平板	90mm*20个/盒	26	盒		
411	物表采样管	10ml*50 支/盒	10	盒		
412	物表采样管（含 复方中和剂）	10ml*50 支/盒	11	盒		
413	50ml 无菌采样 管	25 支/包	2	包		
414	50ml 无菌采样 管(含复方中和 剂)	25 支/包	2	包		
合计（元）						