

# 分项报价表

采购编号：BSZCS-X-H-260042-1

项目名称：实验室试剂耗材采购项目（二次）

包号：1包

投标人名称：内蒙古朗硕科技有限公司

货币及单位:人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称                   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌 | 产地 | 制造商名称          | 单价   | 数量  | 总价   |
|-----|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|------|-----|------|
| 1-1 | 1  | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）  | 1. 本试剂盒用于咽拭子、血液等样本中麻疹病毒和风疹病毒核酸的体外定性检测。<br>2. 规格：50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、麻疹/风疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围：2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml；<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%； | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 1000 | 1 盒 | 1000 |
| 1-2 | 2  | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1. 本试剂盒用于血清等样本中，登革病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒通用检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5                                                                                                                                                                        | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 260  | 1 盒 | 260  |

|     |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |     |     |     |  |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--|
|     |   |                                | 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%;                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |     |     |     |  |
| 1-3 | 3 | 登革病毒 1 型和 2 型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 1. 本试剂盒用于血清等样本中，登革病毒 1 型和 2 型核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒 1 型和 2 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%; | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 500 | 1 盒 | 500 |  |
| 1-4 | 4 | 登革病毒 3 型和 4 型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 1. 本试剂盒用于血清等样本中，登革病毒 3 型和 4 型核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、登革病毒 3 型和 4 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于    | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 500 | 1 盒 | 500 |  |

|     |   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                            |     |     |     |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|-----|-----|-----|
|     |   |                                   | 5%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                            |     |     |     |
| 1-5 | 5 | 疟原虫核酸<br>检测试剂盒<br>(荧光 PCR<br>法)   | 1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，疟原虫 (Plasmodium) 核酸的定性检测<br>2. 规格：25 反应/盒 (含内标)<br>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照)<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围：2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%;                 | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世<br>生物科技<br>股份有限<br>公司 | 325 | 1 盒 | 325 |
| 1-6 | 6 | 恶性疟原虫<br>核酸检测试<br>剂盒(荧光<br>PCR 法) | 1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，恶性疟原虫 (Plasmodium falciparum) 核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒 (含内标)<br>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、恶性疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照)<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围：2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%; | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世<br>生物科技<br>股份有限<br>公司 | 325 | 1 盒 | 325 |
| 1-7 | 7 | 间日疟原虫<br>核酸检测试<br>剂盒(荧光<br>PCR 法) | 1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，间日疟原虫 (Plasmodium vivax) 核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒 (含内标)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世<br>生物科技<br>股份有限<br>公司 | 325 | 1 盒 | 325 |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |                |     |     |     |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|-----|-----|-----|
|     |   | <p>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、间日疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： 2×10<sup>3</sup>~1×10<sup>8</sup> copies/ml；</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |                |     |     |     |
| 1-8 | 8 | <p>三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，三日疟原虫（<i>Plasmodium malariae</i>）核酸的定性检测。</p> <p>2. 规格：25 反应/盒（含内标）</p> <p>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、三日疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： 2×10<sup>3</sup>~1×10<sup>8</sup> copies/ml；</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；</p> | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 325 | 1 盒 | 325 |
| 1-9 | 9 | <p>卵形疟原虫核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. 本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，卵形疟原虫（<i>Plasmodium ovale</i>）核酸的定性检测。</p> <p>2. 规格：25 反应/盒（含内标）</p> <p>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、卵形疟原虫检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p>                                                                                                                                                              | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 325 | 1 盒 | 325 |

|      |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |     |     |     |  |  |
|------|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|
|      |    |                              | 效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml；<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；                                                                                                                                                                               |                |     |     |     |  |  |
| 1-10 | 10 | 寨卡病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1. 本试剂盒用于血清等样本中，寨卡病毒和基孔肯雅病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、寨卡病毒和基孔肯雅病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml；<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%； | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 500 | 1 盒 | 500 |  |  |
| 1-11 | 11 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）        | 1. 本试剂盒用于血清、皮损标本、疱疹液等样本中猴痘病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、猴痘病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml；<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于                       | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 260 | 1 盒 | 260 |  |  |

|      |    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |      |     |      |  |
|------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|-----|------|--|
|      |    |                                                | 5%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |      |     |      |  |
| 1-12 | 12 | 猴痘病毒<br>Ia /Ib/II 型核酸分型<br>检测试剂盒<br>(荧光 PCR 法) | 1. 本试剂盒用于血清、皮疹、痂皮、疱液、咽或鼻咽分泌物等样本中，猴痘病毒 Ia 型、Ib 型和 II 型核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒<br>3. 主要组成成分：核酸扩增反应液、猴痘病毒 Ia/Ib/II 型分型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%; | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 1000 | 1 盒 | 1000 |  |
| 1-13 | 13 | 乙型脑炎病<br>毒核酸检测<br>试剂盒(荧<br>光 PCR 法)            | 1. 本试剂盒主要用于脑脊液、血清样本中乙型脑炎病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格：25 反应/盒<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型脑炎病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： 2×10 <sup>3</sup> ~1×10 <sup>8</sup> copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%;                                       | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 260  | 1 盒 | 260  |  |
| 1-14 | 14 | 腹泻类 9 种<br>病毒核酸检<br>测试剂盒                       | 1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII、 札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒和轮状病毒 A 组、B 组、C 组、H 组的核酸的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 2025 | 1 盒 | 2025 |  |



|      |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |                            |      |     |       |
|------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|------|-----|-------|
|      |    | (荧光 PCR 法)                  | <p>定性检测。</p> <p>2. 规格：25 反应/盒。</p> <p>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、腹泻 9 种病毒 检测液 A-C、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： <math>2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8</math> copies/ml；</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；</p> |      |    | 司                          |      |     |       |
| 1-15 | 15 | 一次性使用<br>无菌注射器<br>(3ml 直口)  | 100 支/盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 康普沃  | 浙江 | 浙江欧健<br>医用器材<br>有限公司       | 30   | 5 盒 | 150   |
| 1-16 | 16 | susMDCK 细胞株                 | 1. 5ML/支（冻存状态 susMDCK 细胞，用于流感病毒的细胞分离培养，复苏后细胞密度为 $1.2-1.5 \times 10^6$ 个/ml）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 伯杰   | 上海 | 上海伯杰<br>医疗科技<br>股份有限<br>公司 | 4000 | 1 支 | 4000  |
| 1-17 | 17 | M-SUS 培养液                   | 1000ml/瓶（无血清 M-SUS，用于流感病毒的细胞分离培养）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 伯杰   | 上海 | 上海伯杰<br>医疗科技<br>股份有限<br>公司 | 3800 | 4 瓶 | 15200 |
| 1-18 | 18 | 青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液（100×三抗） | 100ml/瓶（专门用于细胞培养的三抗，经过滤除青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液（100×三抗）中青霉素含量 10kU/ml，链霉素含量 10mg/ml，两性霉素 B 含量 $25 \mu\text{g/ml}$ ）                                                                                                                                                                                                                                                                   | 索莱宝  | 北京 | 北京索莱<br>宝科技有<br>限公司        | 300  | 2 瓶 | 600   |
| 1-19 | 19 | 一次性使用<br>病毒采样管<br>（非灭活型）    | 3. 5ml*50 支/盘×10 盘（配咽拭子）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 康健医疗 | 江苏 | 江苏康健<br>医疗用品<br>有限公司       | 750  | 4 箱 | 3000  |

|      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                |      |      |       |
|------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|------|------|-------|
| 1-20 | 20 | 甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸检测试剂盒(四重荧光PCR法)         | <p>1. 本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸的定性检测。</p> <p>2. 规格: 50 反应/盒。</p> <p>3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)四重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水(空白对照)</p> <p>4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、ROX、CY5</p> <p>6. 最低检测限: 500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围: <math>2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8</math> copies/ml;</p> <p>8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%;</p> | 伯杰   | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 1250 | 20 盒 | 25000 |
| 1-21 | 21 | 新型冠状病毒 ORF1ab/N 基因/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒(用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒(2019)核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金豪制药 | 北京 | 北京金豪制药股份有限公司   | 1500 | 1 盒  | 1500  |
| 1-22 | 22 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)                        | 50T/盒(用于甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金豪制药 | 北京 | 北京金豪制药股份有限公司   | 1000 | 1 盒  | 1000  |
| 1-23 | 23 | 甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸检测试剂盒             | 50T/盒(用于甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限: 500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金豪制药 | 北京 | 北京金豪制药股份有限公司   | 1000 | 1 盒  | 1000  |



|      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |                            |       |      |        |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------|------|--------|
|      |    | 检测试剂盒<br>(荧光 PCR<br>法)                                             | 生交叉的其他病原无交叉反应。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |                            |       |      |        |
| 1-24 | 24 | 乙型流感<br>Victoria/Y<br>amagata 系<br>流感病毒核<br>酸检测试剂<br>盒 (荧光<br>PCR) | 50T/盒 (用于乙型流感 Victoria/Yamagata 系<br>流感病毒核酸的定性检测。可适用于各种多通<br>道校正的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限:<br>500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产<br>生交叉的其他病原无交叉反应。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金豪制<br>药     | 北京                         | 北京金豪<br>制药股份<br>有限公司       | 1000  | 1 盒  | 1000   |
| 1-25 | 25 | 甲型流感病<br>毒 HxNy 快速<br>分型试剂盒<br>(A+B 预制<br>板, 荧光 PCR<br>法)          | 96 孔板, 6 人份/盒 (用于甲型流感病毒 HxNy<br>快速分型定性检测。可适用于各种多通道校正<br>的全自动荧光 PCR 检测仪, 最低检测限:<br>500copies/mL, 特异性: 针对可能与检测靶标产<br>生交叉的其他病原无交叉反应。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 伯杰<br>青<br>岛 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 1500                       | 1 盒   | 1500 |        |
| 1-26 | 26 | LibPrep 新<br>型冠状病毒<br>全基因组超<br>快速建库试<br>剂盒                         | 1、24 反应/盒, 适用范围: 适用于新型冠状病<br>毒全基因组的捕获及文库构建。<br>2. 扩增子兼容性: 可提供 2 套相同反应程序的<br>扩增子方案, 兼容环境样本和人源样本, 保证<br>不同样本捕获结果覆盖度高、均一性好。<br>3. 可视追踪: 反转录预混液包含蓝色示踪染料,<br>可进行逆转录及扩增反应体系配制时的可视化<br>示踪, 避免试剂漏加。<br>4. 捕获反应时间: 采用预混液技术, 逆转录体<br>系 1 管全混, 逆转录时长≤15min; 多重扩增体<br>系除引物及水以外 1 管预混, 反应理论时长≤<br>3h, 多重扩增时间≤3.5h。<br>5. 建库技术方法: 采用新型的磁珠偶联转座酶<br>技术, 片段化≤10min, 片段化后无需清洗磁珠,<br>可直接带磁珠进行文库扩增。<br>6. 自动均一化: 无需进行浓度调整即可自动实<br>现文库产量的均一化; 多样本等体积混合后仅<br>需一次纯化定量, 即可得到上机文库。<br>7. 整体方案: 可提供从核酸到测序质控前的整 | 伯杰           | 青<br>岛                     | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 14815 | 10 盒 | 148150 |

|      |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |                  |      |      |       |
|------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------|------|------|-------|
|      |    |                                         | 套建库 SOP, 试剂组分包含新冠病毒捕获试剂、纯化磁珠、建库试剂、index 试剂无需额外采购其他试剂盒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |                  |      |      |       |
| 1-27 | 27 | Tween-20                                | 优级纯 500ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 北纳  | 河南 | 商城北纳创联生物科技有限公司   | 80   | 1 瓶  | 80    |
| 1-28 | 28 | 寄生虫卵检测制作片 (改良加藤法)                       | 100T/盒 (100T/盒 (试剂盒组成: 复合染液一瓶 50 毫升/瓶、定量板 100 片、刮片 100 片、尼龙网 100 张、玻璃纸 200 张、载玻片 100 片、广口瓶 1 个、镊子 1 把))                                                                                                                                                                                                                                                               | 宜康达 | 广州 | 宜康达科技 (广州) 有限公司  | 400  | 9 盒  | 3600  |
| 1-29 | 29 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)         | 1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中, 甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格: 50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照)<br>4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC、CY5<br>6. 最低检测限: 500 copies/ml<br>7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml;<br>8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%; | 伯杰  | 青岛 | 伯杰 (青岛) 医疗科技有限公司 | 1000 | 9 盒  | 9000  |
| 1-30 | 30 | 甲型 H1N1 和 H3N2 亚型流感病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法) | 1. 本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中, 甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒核酸的定性检测。<br>2. 规格: 50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分: RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型 H1N1 (2009) 和 H3N2 亚型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照)<br>4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对有效期没有影响。                                                                                                           | 伯杰  | 青岛 | 伯杰 (青岛) 医疗科技有限公司 | 1000 | 15 盒 | 15000 |

|      |    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                |      |      |       |
|------|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|------|------|-------|
|      |    |                                             | <p>效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： <math>2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8</math> copies/ml；</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；</p>                                                                                                                                                                                                                   |      |    |                |      |      |       |
| 1-31 | 31 | 乙型流感 Victoria/Yamagata 系流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR） | <p>1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 和 Yamagata 系核酸的定性检测。</p> <p>2. 规格：50 反应/盒。</p> <p>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： <math>2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8</math> copies/ml；</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%；</p> | 伯杰   | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 1000 | 15 盒 | 15000 |
| 1-32 | 32 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）          | <p>1、规格：50 人份/盒；</p> <p>2、具备内源性内标，对样本采集、运输、提取及上机全程监控</p> <p>3、采用实时荧光 PCR 技术，以新型冠状病毒 2019-nCoV 的 ORF1ab 与 N 基因，设计特异性引物和探针，分别以 FAM、VIC 标记相应检测和对照。</p> <p>4、经过扩增体系与探针优化 PCR 扩增时间小于 75 分钟。</p> <p>5、能提供 1 人份/板、8 人份/板、16 人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任</p>                                                                                                                                                                                          | 硕世生物 | 江苏 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 300  | 9 盒  | 2700  |

|      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |                |      |      |       |
|------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|------|------|-------|
|      |    |                | <p>务，减少试剂无谓的损耗，客户可按需选择 32、64、96 通量核酸提取仪</p> <p>6、检测下限：249copies/mL，使用检测国家灵敏度参考品， 检出 S1（1:9 稀释比例）、S2（1:27 稀释比例）、S3（1:81 稀释 比例）、S4（1:243 稀释比例）、S5（1:729 稀释比例）、S6（1:2187 稀释比例）均为阳性。</p> <p>7、检测试剂、提取试剂、提取仪器为同一厂家生产</p> <p>8、样本类型：样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、痰液</p> <p>9、储存条件及有效期：避光-20±5° C 贮存，有效期 12 个月。泡沫箱加冰袋低温运输 7 天(温度控制在-70° C~15° C)、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>10、样本采集：能提供全套的样本采集套装，可以实现新冠样本的采集、保存、灭活</p> |    |    |                |      |      |       |
| 1-33 | 33 | A 组轮状病毒核酸检测试剂盒 | <p>1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，轮状病毒 A 组核酸的定性检测。</p> <p>2. 规格：50 反应/盒。</p> <p>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、轮状病毒 A 组检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）</p> <p>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。</p> <p>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC</p> <p>6. 最低检测限：500 copies/ml</p> <p>7. 线性检测范围： 2×10<sup>3</sup>~1×10<sup>8</sup> copies/ml;</p> <p>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%;</p>       | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 500  | 9 盒  | 4500  |
| 1-34 | 34 | 诺如病毒 GI        | 1. 本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青           | 1000 | 10 盒 | 10000 |

|      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                            |      |     |       |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------|------|-----|-------|
|      |    | 型/GII 型核<br>酸检测试剂<br>盒                                                     | 病毒 GI/GII 型核酸的定性检测。<br>2. 规格：50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、<br>诺如 GI/GII 型病毒检测液、阳性对照、去 RNA<br>酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有<br>效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有<br>效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5<br>次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于<br>5%;                                                         |    |    | 岛)医疗科<br>技有限公<br>司         |      |     |       |
| 1-35 | 35 | 柯萨奇病毒<br>A6 型、A16<br>型肠道病毒<br>71 型和肠道<br>病毒通用型<br>核酸检测试<br>剂盒（荧光<br>PCR 法） | 1. 本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒<br>A6 型、A16 型、肠道病毒 71 型和肠道病毒通用<br>型核酸的定性检测<br>2. 规格：50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、<br>CA6/CA16/EV71/EV-U 检测液、阳性对照、去 RNA<br>酶水（空白对照）<br>4. 储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有<br>效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有<br>效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5<br>次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5<br>6. 最低检测限：500 copies/ml<br>7. 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml;<br>8. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于<br>5%; | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 2000 | 9 盒 | 18000 |
| 1-36 | 36 | 柯萨奇病毒<br>A10 型核酸<br>检测试剂盒<br>（荧光 PCR                                       | 1. 本试剂盒用于咽拭子、粪便、肛拭子和血液<br>等样本中，柯萨奇病毒 A10 型核酸的定性检测。<br>2. 规格：50 反应/盒。<br>3. 主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青<br>岛)医疗科<br>技有限公<br>司 | 500  | 9 盒 | 4500  |

|      |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                |      |     |       |
|------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|------|-----|-------|
|      |    | 法)                       | CA10 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水 (空白对照)<br>4. 储存条件及有效期: 避光-20±5℃贮存, 有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存, 对有效期没有影响; 冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。<br>5. 病毒核酸检测通道: FAM、VIC<br>6. 最低检测限: 500 copies/ml<br>7. 线性检测范围: $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/ml;<br>8. 精密度: 检测精密度参考品的变异系数小于 5%; |      |    |                |      |     |       |
| 1-37 | 37 | 钩虫虫卵液                    | 1ml/支                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中创汇科 | 青岛 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 360  | 1 支 | 360   |
| 1-38 | 38 | 蛲虫虫卵液                    | 1ml/支                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中创汇科 | 青岛 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 360  | 1 支 | 360   |
| 1-39 | 39 | 蛔虫虫卵液                    | 1ml/支                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中创汇科 | 青岛 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 360  | 1 支 | 360   |
| 1-40 | 40 | 鞭虫虫卵液                    | 1ml/支                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中创汇科 | 青岛 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 360  | 1 支 | 360   |
| 1-41 | 41 | 肝吸虫虫卵液                   | 1ml/支                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中创汇科 | 青岛 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 360  | 1 支 | 360   |
| 1-42 | 42 | 流感病毒盲样考核品 (包含 H1N1、H3N2、 | 1、5 支/盒, 每支 500u1, 需能够满足流感 H1N1、H3N2、BV、新冠考核, 每盒包括*支阳性,*支阴性, 每支考核品体积为 500u1。<br>2、采用荧光 PCR 检测, 其中阳性样本 Ct 值选                                                                                                                                                             | 伯杰   | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 1250 | 9 盒 | 11250 |



|      |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |                |      |     |       |
|------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|------|-----|-------|
|      |    | Victoria、新冠和阴性)                         | <p>取范围 26-30 之间。</p> <p>3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。</p> <p>4、出厂质检标准：抽取阳性符合率 100%，抽样检测限检出率<math>\geq 95\%</math>，精密度 CV 值<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>5、考核品为灭活病原体，无生物安全危害、不具有感染性。</p> <p>6、运输及储存条件：<math>-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math> 储存，干冰或冷链运输，反复冻融 3 次有效。</p>                                                                                                                                     |    |    |                |      |     |       |
| 1-43 | 43 | 轮状/诺如病毒盲样考核品 (包含 A 组轮状病毒、诺如 GI、GII 和阴性) | <p>5 支/盒，每支 500ul (1、需能够满足 A 组轮状病毒、诺如病毒 I 型、诺如病毒 II 型考核，每盒包括*支阳性，*支阴性，每支考核品体积为 500ul。</p> <p>2、采用荧光 PCR 检测，其中阳性样本 Ct 值选取范围 26-30 之间。</p> <p>3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。</p> <p>4、出厂质检标准：抽取阳性符合率 100%，抽样检测限检出率<math>\geq 95\%</math>，精密度 CV 值<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>5、考核品为基因工程方法制备的质粒模拟样本或灭活病原体，无生物安全危害、不具有感染性。</p> <p>6、运输及储存条件：<math>-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math> 储存，干冰或冷链运输，反复冻融 3 次有效。</p> | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 950  | 9 盒 | 8550  |
| 1-44 | 44 | 手足口病盲样考核品 (包含 EV71、CA16、CA6、CA10 和阴性)   | <p>5 支/盒，每支 500ul。1、需能够满足 EV71、CA16、其他肠道病毒考核，每盒包括*支阳性，*支阴性，每支考核品体积为 500ul。</p> <p>2、采用荧光 PCR 检测，其中阳性样本 Ct 值选取范围 26-30 之间。</p> <p>3、硬质包装盒及盲样检测管及相关考核样标签根据考核需求定制。</p> <p>4、出厂质检标准：抽取阳性符合率 100%，抽样检测限检出率<math>\geq 95\%</math>，精密度 CV 值<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>5、考核品为基因工程方法制备的质粒模拟样本或灭活病原体，无生物安全危害、不具有感染</p>                                                                                                             | 伯杰 | 青岛 | 伯杰(青岛)医疗科技有限公司 | 1250 | 9 盒 | 11250 |

|      |    |                                     |                                                             |               |     |               |      |     |      |
|------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|-----|------|
|      |    |                                     | 性。<br>6、运输及储存条件：-20℃±5℃储存，干冰或冷链运输，反复冻融3次有效                  |               |     |               |      |     |      |
| 1-45 | 45 | 医学标本运输袋                             | 100个/包（20cm*28cm* 12丝）                                      | 御极防护          | 桐城市 | 桐城市御极防护用品有限公司 | 40   | 20包 | 800  |
| 1-46 | 46 | 甲型 H1N1 流感病毒核糖核酸（H1N1）液体室内质控品       | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 |     | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1盒  | 1200 |
| 1-47 | 47 | 甲型 H3N2 流感病毒核糖核酸（H3N2 RNA）液体室内质控品   | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 |     | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1盒  | 1200 |
| 1-48 | 48 | 乙型流感病毒核糖核酸（IVB RNA）液体室内质控品 Victoria | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 |     | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1盒  | 1200 |
| 1-49 | 49 | 甲型 H5N1 流感病毒核糖核酸（H5N1 RNA）液体室内质控品   | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 |     | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1盒  | 1200 |
| 1-50 | 50 | 甲型 H7N9 流感病毒核糖核酸（H7N9 RNA）          | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 |     | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1盒  | 1200 |

|      |    |                                       |                                                             |               |      |     |      |  |  |
|------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|------|--|--|
|      |    | 液体室内质控品                               |                                                             |               |      |     |      |  |  |
| 1-51 | 51 | 甲型 H9N2 流感病毒核糖核酸 (H9N2 RNA) 液体室内质控品   | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |
| 1-52 | 52 | 新型冠状病毒甲型流感病毒/乙型流感病毒核糖核酸混合液体室内质控品      | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |
| 1-53 | 53 | 2019 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |
| 1-54 | 54 | 柯萨奇病毒 A16 型核糖核酸（CA16 RNA）液体室内质控品      | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |
| 1-55 | 55 | 肠道病毒 71 型核糖核酸（EV71 RNA）液体室内质控品        | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |
| 1-56 | 56 | 肠道病毒通用型核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品     | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点（北京）科技有限公司 | 1200 | 1 盒 | 1200 |  |  |

|      |    |                           |                                                             |      |    |                |      |     |      |
|------|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----------------|------|-----|------|
|      |    | v RNA) 液体室内质控品            |                                                             |      |    |                |      |     |      |
| 1-57 | 57 | 诺如病毒核糖核酸 (NV RNA) 液体室内质控品 | 病毒培养液，无传染性，液体，批间差符合要求、均匀性良好，通常 2-3 个水平（低 / 中 / 高值）、覆盖测试决定水平 | 微焦点  | 北京 | 微焦点（北京）科技有限公司  | 1200 | 1 盒 | 1200 |
| 1-58 | 58 | 人森林脑炎 IgG 检测试剂盒（酶联免疫法）    | 96 人份/盒                                                     | 源桔生物 | 上海 | 上海源桔生物科技有限公司   | 980  | 2 盒 | 1960 |
| 1-59 | 59 | 人森林脑炎 IgM 检测试剂盒（酶联免疫法）    | 96 人份/盒                                                     | 上海通蔚 | 上海 | 上海通蔚实业有限公司     | 900  | 2 盒 | 1800 |
| 1-60 | 60 | 人新布尼亚 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）  | 96 人份/盒                                                     | 源桔生物 | 上海 | 上海源桔生物科技有限公司   | 980  | 2 盒 | 1960 |
| 1-61 | 61 | 人新布尼亚 IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）  | 96 人份/盒                                                     | 上海通蔚 | 上海 | 上海通蔚实业有限公司     | 900  | 2 盒 | 1800 |
| 1-62 | 62 | 淋球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）      | 50 人份/盒                                                     | 伯杰   | 青岛 | 伯杰（青岛）医疗科技有限公司 | 500  | 1 盒 | 500  |
| 1-63 | 63 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）    | 50 人份/盒                                                     | 伯杰   | 青岛 | 伯杰（青岛）医疗科技有限公司 | 500  | 1 盒 | 500  |

投标人签章：内蒙古朗硕科技有限公司（加盖公章）

日 期：2026 年 07 月 13 日