

包2（微生物、布病、病媒检测项目试剂耗材）采购清单明细及技术参数表

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	总价
1	无菌橡胶医用手套（麻面/无粉/弯形）6号	50副/盒 8盒/箱供货时效期>18个月 1. 老化前拉断力 $\geq 12.5\text{N}$, 拉断伸长率 $\geq 700\%$ 300% 定伸负荷 $\leq 2.0\text{N}$ 2. 有效期 ≥ 24 个月	箱	2	960	1920
2	无菌橡胶医用手套（麻面/无粉/弯形）6.5号	50副/盒 8盒/箱供货时效期>18个月 1. 老化前拉断力 $\geq 12.5\text{N}$, 拉断伸长率 $\geq 700\%$ 300% 定伸负荷 $\leq 2.0\text{N}$ 2. 有效期 ≥ 24 个月	箱	10	960	9600
3	无菌橡胶医用手套（麻面/无粉/弯形）7号	50副/盒 8盒/箱供货时效期>18个月 1. 老化前拉断力 $\geq 12.5\text{N}$, 拉断伸长率 $\geq 700\%$ 300% 定伸负荷 $\leq 2.0\text{N}$ 2. 有效期 ≥ 24 个月	箱	10	960	9600
4	无菌橡胶医用手套（麻面/无粉/弯形）7.5号	50副/盒 8盒/箱供货时效期>18个月 1. 老化前拉断力 $\geq 12.5\text{N}$, 拉断伸长率 $\geq 700\%$ 300% 定伸负荷 $\leq 2.0\text{N}$ 2. 有效期 ≥ 24 个月	箱	3	960	2880
5	一次性pe手套（加厚）	70只/包 50包/箱	箱	5	150	750
6	蓝色T型塑料鞋套（加厚）	100只/包 50包/箱	箱	5	1025	5125
7	蓝色T型无纺布鞋套（加厚）	50只/包 50包/箱	箱	5	1075	5375
8	耐高温橡皮筋6#对折6cm	100条/袋	袋	20	7.5	150
9	样本袋/标本袋7*18cm	100个/袋 双面10丝	袋	20	12	240
10	样本袋/标本袋25*30cm	100个/袋 双面10丝	袋	20	39	780
11	敷料镊(平头)14cm	5把/袋, 10把/盒	盒	1	7	7
12	直尖头镊14cm（无菌）	5把/袋, 10把/盒	盒	1	9	9
13	PE塑料白头洗瓶500mL（瓶身LDPE、盖PP）	/	个	10	3.5	35

14	3L方形利器盒（加厚）20*16*12.5 cm 推盖	100个/箱	箱	5	530	2650
15	5L方形利器盒（加厚）24.5*20*14.5 cm 推盖	100个/箱	箱	5	710	3550
16	5L圆形利器盒（加厚）19.5*20cm 推盖	100个/箱	箱	5	470	2350
17	医用外科口罩 灭菌级	10只/袋 200袋/箱	箱	5	500	2500
18	医用一次性防护服连身式连脚套（加厚）165	1套/袋 40袋/箱	箱	1	1500	1500
19	医用一次性防护服连身式连脚套（加厚）170	1套/袋 40袋/箱	箱	2	1500	3000
20	医用一次性防护服连身式连脚套（加厚）175	1套/袋 40袋/箱	箱	3	1500	4500
21	医用一次性防护服连身式连脚套（加厚）180	1套/袋 40袋/箱	箱	3	1500	4500
22	医用一次性防护服连身式连脚套（加厚）185	1套/袋 40袋/箱	箱	2	1500	3000
23	酒精卫生湿巾20*20cm	60片/包，80%乙醇，开启后建议使用60天，适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌，有效期24个月	包	50	20	1000
24	一次性医用无菌垫单（加厚）50*60cm	10片/袋	袋	50	3	150
25	无菌医用纱布敷料10*12cm-8层折叠（展开尺寸23*38cm）（加厚）	10块/袋	袋	50	3	150
26	医用无纺布帽（加厚）灭菌型 直筒型 15*22	20个/袋	袋	200	8	1600
27	一次性隔离衣（加厚） 医用灭菌级	1件/袋	袋	100	7	700
28	2ML纸质冻存盒25格（加厚）7.5*7.5*5cm	7.5*7.5*5cm	个	100	2	200
29	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	200片/盒	盒	5	20	100
30	紫外线强度指示卡	100片/盒	盒	5	100	500
31	压力蒸汽灭菌生物指示物（24h）指示菌：嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）	25支/盒	盒	2	400	800
32	黄色垃圾袋	90CM*70CM厚度4.5丝加厚型耐高压印生物危害标识	个	1000	3	3000

33	实验室擦拭纸175*200mm	200抽/提	提	50	10	500
34	丁腈手套M码（麻指）5g（加厚）	100只/盒 10盒/箱	箱	5	320	1600
35	丁腈手套L码（麻指）（加厚）	100只/盒 10盒/箱	箱	5	320	1600
36	显微镜镜头清洁专用擦拭纸231mm*110mm	280/盒	盒	5	11	55
37	恶性疟原虫、间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）	25人份/盒、板型	盒	8	460	3680
38	汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒样本类型：人血清样本	盒	3	440	1320
39	肾综合征出血热总抗体检测试剂盒（酶联免疫）	96人份/盒，样本类型：鼠干血斑	盒	1	2200	2200
40	肾综合征出血热IgG抗体检测试剂盒（间接ELISA法）	96人份/盒样本类型：人血清样本	盒	1	2500	2500
41	肾综合征出血热IgM+IgG总抗体检测试剂盒（双抗原夹心法）	96人份/盒，样本类型：鼠干血斑	盒	1	4000	4000
42	布鲁氏菌核酸检测试剂盒	50T/盒	盒	4	726	2904

43	大别班达病毒IgG抗体检测试剂（间接ELISA法）	48人份/盒1. 采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），定性检测人血清样本SFTSV-IgG抗体。 2. 规格：48T/盒 3. 检测原理：通过预包被的SFTSV抗原可与样本中的SFTSV抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值定性判断人血液样本中SFTSV-IgG抗体存在情况。 4. 试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5. 全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6. 一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装，降低单次检测费用。	盒	3	2000	6000
----	---------------------------	--	---	---	------	------

44	大别班达病毒IgM抗体检测试剂（捕获法）	48人份/盒1. 采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血清样本中SFTSV-IgM抗体。 2. 规格：48T/盒； 3. 检测原理：通过预包被的抗人IgM（抗μ链）酶标板与待检人血清样本中的IgM抗体结合，在辣根过氧化物酶标记的SFTSV蛋白筛选、示踪作用下，形成“抗人IgM μ链-人特异抗体IgM—酶标抗原”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的SFTSV-IgM特异抗体存在情况， 4. 试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5. 全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6. 一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装，降低单次检测费用。	盒	3	2000	6000
----	----------------------	--	---	---	------	------

45	森林脑炎病毒IgG抗体检测试剂（间接ELISA法）	48人份/盒1. 采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），检测人血液样本中森林脑炎病毒IgG抗体。 2. 规格：48T/盒；96T/盒。 3. 检测原理：通过预包被的森林脑炎病毒抗原与待检人血清样本中的森林脑炎病毒抗体结合，在酶标二抗示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，判断人血液样本中森林脑炎病毒IgG抗体存在情况。 4. 试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5. 全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装，降低单次检测费用。	盒	3	2000	6000
----	---------------------------	---	---	---	------	------

46	森林脑炎病毒IgM抗体检测试剂（ELISA法）	48人份/盒1. 采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血清样本中森林脑炎病毒IgM抗体（TBE-IgM）。 2. 规格：48T/盒；96T/盒。 3. 检测原理：酶标板预包被TBE抗原结合待检样本中的相应抗体，在辣根过氧化物酶标记的抗人IgM结合物筛选、示踪作用下，形成“包被抗原-抗体-酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的森林脑炎病毒 IgM 抗体存在情况。 4. 试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5. 全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6. 一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装，降低单次检测费用。	盒	3	2000	6000
47	2.0ml冻存管（外旋）	100个/袋外旋、E0灭菌、磨砂刻度、耐温范围-80℃-121℃。	袋	250	46	11500
48	禽流感病毒H5/H7/H9/H10亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，最低检测限：500copies/mL，线性检测范围：2×10 ³ ~1×10 ⁸ copies/mL，与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应，检测精密度参考品的变异系数小于5%）	盒	1	2500	2500

49	甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（四重荧光PCR法）	50T/盒（用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，最低检测限：500copies/mL,线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL，与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应，检测精密度参考品的变异系数小于5%）	盒	20	1320	26400
50	甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50T/盒（用于咽拭子等人源性样本中，甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸的定性检测,可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪,最低检测限：500 copies/mL,线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL，与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应，检测精密度参考品的变异系数小于5%）	盒	20	1000	20000
51	0.2ul的八连管	0.2ml透明PCR八联管&管盖，125条/盒	盒	10	150	1500

52	沙门氏菌显色培养基 A	1000mL/盒，保质期：2年 1. 内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮； 2. 瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过。 3. 防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能。 4. 产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告。 5. 纸盒包装中含有显色添加剂与培养基基础，方便客户使用、存放，防止运输中破损 6. 水分含量<5%。瓶体外面全塑封，可以防尘防污染，有合格证明，干粉标签上有开封日期，便于记录，显色说明书上配图片，便于客户辨认典型菌落	盒	3	660	1980
53	李斯特菌显色培养基	1000mL/盒，保质期：2年 1. 内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮； 2. 瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过。 3. 防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能。 4. 产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告。 5. 纸盒包装中含有显色添加剂与培养基基础，方便客户使用、存放，防止运输中破损 6. 水分含量<5%。瓶体外面全塑封，可以防尘防污染，有合格证明，干粉标签上有开封日期，便于记录，显色说明书上配图片，便于客户辨认典型菌落	盒	3	1200	3600

54	金黄色葡萄球菌显色培养基	1000mL/盒，保质期：2年 1.内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮； 2.瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过。 3.防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能。 4.产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告。 5.纸盒包装中含有显色添加剂与培养基基础，方便客户使用、存放，防止运输中破损 6.水分含量<5%。瓶体外面全塑封，可以防尘防污染，有合格证明，干粉标签上有开封日期，便于记录，显色说明书上配图片，便于客户辨认典型菌落	盒	3	1200	3600
55	XLD平板培养基	90mm×20个/盒	盒	5	139	695
56	Microbank菌种保藏管	80支/盒、2ml大容量，独特系统（无菌即用型），包含冻存管、多空小珠和特殊的低温保存液	盒	5	1500	7500
57	李氏菌增菌肉汤-LB1	225mL/袋×10盒，保质期6个月1、225mL/袋*10/盒，即用型袋，双层自封条+塑封 双保险防止漏液； 2、产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告 3、自立袋包装形式无需均质袋架，方便操作	盒	5	320	1600

58	李氏菌增菌肉汤-LB2	10ml*20盒，保质期6个月1、螺口帽，可有效防止漏液；可单手操作 2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作； 3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求 4、泡罩包装增强了包装结构对试管的保护，提升运输过程中密封性，与泡沫托或珍珠棉托包装相比体积更小 5. 产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告	盒	3	175	525
59	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本）	产品规格：10T/盒 内含：双孔板培养基（10块/盒，内径 60mm）、促生长增菌液（4mL*10支/盒）、弯曲菌选择性滤膜（20片/盒）、BPW 母液（×10）（50mL*10支/盒。	盒	1	1320	1320
60	改良Y平板（9cm）	9cm*10个/包×2包/盒	盒	1	70	70
61	CIN-1 培养基平板	1. 包装规格，10皿/包×2包/盒，保质期3个月 2. 产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告 3. 平板侧面有培养基的名称标识，便于查找。	盒	1	125	125
62	一次性无菌接种针 10支/包	10支/包，100包/盒、采用高品质聚苯乙烯（PP）制造，辐照灭菌	盒	10	350	3500
63	一次性定量接种环 10ul 10支/包	10ul×10支/包；100包/盒、采用高品质聚苯乙烯（PP）制造，辐照灭菌	盒	10	350	3500

64	沙门氏菌诊断血清	60种/盒（OMA、O:2、O:4、O:9、O:3 Complex、O:10、O:15、O:19、OMB、O:6(1)、O:7、O:8、O:11、O:20、H:h、H:x、H:z15、H:G、H:f、H:m、H:p、H:q、H:s、H:t、H:u、H:q,s,t,p,u、HMC、H:L、O:22、O:23、OMC、O:16、O:18、O:28、OMD、O:39、HMA、H:a、H:b、H:c、H:d、H:i、H:z10、H:E、H:v、H:w、H:k、H:r、H:y、H:z、H:z23、H:z24、HMD、H:2、H:5、H:6、H:7、H:z6、H:z29、Vi）	盒	1	23800	23800
65	半固体琼脂管	5mL×20支、一次性无菌塑料管，管盖采用贴合操作者拇指的半月弯面设计，无管盖锁扣，单手开盖更方便且省力；特殊设计的胶塞密封试管，密封性更好；无菌型，每支5ml灌装量；	盒	10	150	1500
66	25%甘油BHI肉汤的2ml冻存管（0.9ml）	50支/盒	盒	10	500	5000
67	EC肉汤	10mL/支 ×20/盒、保质期6个月1、螺口帽，可有效防止漏液；可单手操作 2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作； 3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求 4、泡罩包装增强了包装结构对试管的保护，提升运输过程中密封性，与泡沫托或珍珠棉托包装相比体积更小 5. 产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告	盒	2	220	440

68	半固体菌种保存管（50支）	1. 5mL* 50支/盒 用于常用细菌传代和保存 主要组成成分：蛋白胨、牛肉浸粉、氯化钠、磷酸氢二钠、琼脂等 产品外观：管内培养基为淡黄色透明半固体 储存条件：2℃~8℃ 有效期：12个月	盒	5	400	2000
69	营养琼脂平板（含中和剂）（9cm）	9cm*10个/包	包	6	50	300
70	小肠结肠耶尔森菌O群诊断血清套装	2mL*5支/盒、01•2 群混合诊断血清 2mL、03 群诊断血清 2mL、05 群诊断血清 2mL、08 群诊断血清 2mL 、09 群诊断血清 2mL	盒	1	8400	8400

71	18 种呼吸道病原多重核酸检测全预混分装试剂盒（荧光 PCR 法）	24T/盒、主要组成成分：1. 18种呼吸道病原PCR反应液24 条八联管（20 μL/管、2. 阴性对照1管（120 μL）、3. 18 种呼吸道病原阳性对照1管（120 μL） 2. 试剂盒有效性判定： 1) 阳性对照：Ct 值≤30，内参通道 Ct 值≤35，有明显指数增长。 2) 阴性对照：Ct 值>39 或无 Ct 值，线形为直线或轻微斜线，无明显指数增长期和平台期。 3. 样本结果判定： 1) 阳性：样本检测结果 Ct 值≤39，有明显指数增长。 2) 阴性：样本检测结果 Ct 值>39 或无 Ct 值，且编号 1 管内参检测结果 Ct≤38，有明显指数增长；若内参检测结果 Ct 值>38，则表明样本采集量太少，或核酸提取效率太低导致实验失败，需重复样本采集和提取操作。	盒	6	8775	52650
72	多功能病原体通用型核酸提取试剂	20T/盒、4*5T/板、配白色瓷套，组件：预封装试剂1T/条×20 条，前处理液20 mL/瓶×1 瓶，蛋白酶 K 溶液0.4 mL/支×1 支	盒	5	600	3000
73	多功能病原体通用型核酸提取试剂	64T/盒、4*16T/板、配白色瓷套，组件：预封装试剂16T/板×4 板，前处理液22 mL/瓶×3 瓶，蛋白酶 K 溶液1.28 mL/支×1 支	盒	5	1920	9600

74	核酸提取及纯化试剂盒	48人份/盒， 1 样品 96 孔板 1 块， 2 洗涤 96 孔板 1 1 块， 3 洗涤 96 孔板 2 1 块， 4 洗涤 96 孔板 3 1 块， 5 洗涤 96 孔板 4 1 块， 6 洗脱 96 孔板 1 块， 7 96 孔磁套 1 块， 8 蛋白酶 K 1 支	盒	5	576	2880
75	0.1mol/L 硫代硫酸钠标准溶液	500ml/瓶 0.1mol/L	瓶	1	86	86
76	贝柯克斯体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（含内标）最低检测限：500 copies/mL； 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL	盒	1	1400	1400
77	森林脑炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（含内标）最低检测限：500 copies/mL； 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL	盒	1	1400	1400
78	伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（含内标）最低检测限：500 copies/mL； 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL	盒	1	1400	1400
79	新疆出血热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（含内标）最低检测限：500 copies/mL； 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL	盒	1	1400	1400
80	回归热螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒（含内标）最低检测限：500 copies/mL； 线性检测范围： $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$ copies/mL	盒	1	1400	1400
81	病毒DNA/RNA提取试剂盒	病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）适配天隆提取仪NP968或全自动核酸提取仪PANA9600S 预封装64T/盒	盒	20	1000	20000
82	硅胶颗粒干燥剂	500 g	瓶	1	30	30
83	实验室用器皿玻璃封口膜	10cm×38m	盒	3	80	240

84	医用无菌镊	不锈钢/尖头	把	5	20	100
85	医用无菌镊	不锈钢/平头	把	5	20	100
86	医用无菌剪刀	不锈钢/尖头	把	5	20	100
87	医用无菌剪刀	不锈钢/平头	把	5	20	100
88	研磨管（预装提取管）	2.0ml 3mm*10（100支/包）适用于新纵科高效组织细胞样本处理仪	包	40	300	12000
89	冻存盒	塑料36孔、适配5 mL冻存管	个	25	8	200
90	布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法)	150人份/盒、(1ml×5支/盒)、带有医疗器械注册证，供货试剂为2026年4月15日以后生产。	盒	44	1015	44660
91	布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法）	25人份/盒（1ml×5瓶/盒）、带有医疗器械注册证，供货试剂为2026年4月15日以后生产。	盒	42	750	31500
92	人布鲁氏菌IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)	(1)产品须有注册证；(2)规格:10人份/盒；(3)有效期:24个月(或者净有效期不少于20个月)；(4)同时检测IgM/IgG两项抗体；(5)样本类型包含:全血、血清、血浆。	盒	900	120	108000

540181