




其他材料（分项报价明细表）


品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价 (元)	数量		总价 (元)
2-1	1	标样/水质 氟化物	1.38mg/L, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	34	瓶	2	68
2-2	2	标准样品/ 水质硫化物	100mg/L, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	41	瓶	1	41
2-3	3	标样/水质 硫化物	0.494mg/L, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	41	瓶	1	41
2-4	4	六水合氯化 铁	500g/瓶, 分析纯	中国	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	68	瓶	1	68
2-5	5	丙酮中甲基 对硫磷溶液 标准物质	100µg/mL, 1.2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	15	支	2	30
2-6	6	丙酮中对硫 磷溶液标准 物质	100µg/mL, 1.2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	15	支	2	30
2-7	7	丙酮中 6 种 有机磷农药 混标（敌敌 畏、乐果、 甲基对硫 磷、对硫磷、 马拉硫磷、 毒死蜱）	100µg/mL , 1mL	TMsta ndard	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	258	支	2	516
2-8	8	正己烷中γ- 六六六溶液 标准物质	100µg/mL, 1mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	60	支	1	60
2-9	9	甲醇中 8 种 有机氯农药 混标（α-六 六六、β-六 六六、γ-六 六六、δ-六 六六、2,4'- 滴滴涕、 4,4'-滴滴 涕、4,4'-滴 滴伊、4,4'- 滴滴滴）	100µg/mL, 1.2mL	TMsta ndard	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	185	支	2	370
2-10	10	标样/水质 高锰酸盐指 数	3.35mg/L, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	15	瓶	8	120




2-11	11	标样/水质 溶解性总固 体	800mg/L, 500mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	191	瓶	8	1528
2-12	12	标准品 /ICP-MS 用 9 种金属混 标/锂钕锆 钇铈镧铽铋 铋	100mL, 10.0μg/mL	中国	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	530	瓶	1	530
2-13	13	ICP 分析用 Ba,Be,Bi,Ce ,Co, In,Li,Mg,Pb ,Th,Tl 多元 素标准溶液	100mL, 1ng/mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	1263	瓶	1	1263
2-14	14	标准品/十 二烷基苯磺 酸钠	1000mg/L,15mL/支	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	58	支	1	58
2-15	15	标准物质/ 水中二氯乙 酸	1000μg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	80	支	2	160
2-16	16	标样/水中 二氯乙酸	0.936μg/mL, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	82	支	2	164
2-17	17	标准物质/ 水中三氯乙 酸	1000μg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	35	支	2	70
2-18	18	标样/水中 三氯乙酸	1.79μg/mL, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	80	支	2	160
2-19	19	标准品/水 中草甘膦	1000μg/mL, 1mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	98	支	1	98
2-20	20	标准物质/ 水中氯酸盐	1000μg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	68	支	1	68
2-21	21	标样/水质 氯酸盐	16.1μg/mL, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	68	支	1	68
2-22	22	标准物质/ 水中亚氯酸 盐	1000μg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	58	支	1	58
2-23	23	标样/水质 亚氯酸盐	1.51μg/mL, 20mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	50	支	1	50
2-24	24	标准物质/ 水中溴酸盐	1000μg/mL, 50mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	35	瓶	1	35
2-25	25	标样/水质 溴酸盐	0.544μg/mL, 20mL	中国	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	50	支	1	50



2-26	26	标样/丙酮中6种农药混标(灭草松, 2-4滴, 克百威, 甲萘威, 莠去津, 五氯酚)	1000 μ g/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	238	支	1	238
2-27	27	质控样品/生活饮用水中铁质控样品; 生活饮用水中Fe质控样品	100ml/瓶, 满足0.1-0.3mg/L之间的浓度均可	中国	中国	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-28	28	质控样品/饮用水中锰质控样品; 饮用水中Mn质控样品	100ml/瓶, 满足0.05-0.1mg/L之间的浓度均可	中国	中国	坛墨质检科技股份有限公司	170	瓶	1	170
2-29	29	质控样品/生活饮用水中铜质控样品	100ml/瓶, 满足0.2-1.0mg/L之间的浓度均可	中国	中国	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-30	30	质控样品/生活饮用水中锌质控样品	100ml/瓶, 满足0.2-1.0mg/L之间的浓度均可	中国	中国	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-31	31	标准溶液/乙腈中苯并[a]芘	100 μ g/mL, 2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	44	支	2	88
2-32	32	标准溶液/甲醇中25种挥发性有机物VOC混标(二溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、	2000 μ g/mL, 1mL/支	TMstandard	常州	坛墨质检科技股份有限公司	1450	支	2	2900




		反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯-1,3-丁二烯、苯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、氯苯、对二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,3,5-三氯苯)								
2-33	33	甲醇中 3 种内标混标 (4-溴氟苯、1,2-二氯苯-d4、氟化苯)	2000μg/mL, 1mL/支	TMstandard	常州	坛墨质检科技股份有限公司	158	支	2	316
2-34	34	标准溶液/水中高氯酸盐内标-[¹⁸ O ₄](以高氯酸根-[¹⁸ O ₄]计)	100μg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	5711	支	1	5711
2-35	35	铬黑 T 指示液	5g/L, 100mL	中国	常州	坛墨质检科技股份有限公司	68	瓶	1	68
2-36	36	乙二胺四乙酸二钠标准溶液	0.01mol/L, 1L	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	110	瓶	2	220
2-37	37	氨-氯化铵缓冲溶液	pH=10, 1L	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	65	瓶	1	65
2-38	38	试剂/柠檬酸三钠二水(分析纯)	500g/瓶, 分析纯	中国	常州	坛墨质检科技股份有限公司	48	瓶	1	48
2-39	39	浊度仪样品瓶	27*70mm, 5 个/套	中国	常州	坛墨质检科技股份有限公司	180	套	2	360
2-40	40	无水硫酸钙	250g/瓶, 分析纯	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	74	瓶	1	74



2-41	41	质控样品/ 食用盐中碘 成分分析标 准物质	35g*2/ 套,9.0±1.5mg/kg,22.0 ±3.6mg/kg	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	165	套	2	330
2-42	42	冻干人尿中 碘质控	80.4ug/L, 223ug/L, 2ml/瓶, 2 瓶/套	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	200	套	1	200
2-43	43	硫代硫酸钠 容量分析用 标准溶液	0.1003mol/L, 20ml/ 瓶	长春 星锐	长春	长春星锐科技 有限公司	34	瓶	3	102
2-44	44	尿碘试剂盒	0-300ug/L, 100T/盒	长春 星锐	长春	长春星锐科技 有限公司	550	盒	4	2200
2-45	45	尿碘试剂盒 高值	300-1200ug/L, 100T/ 盒	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	550	盒	1	550
2-46	46	尿氟质控	4.05mg/L, 16ml/瓶	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	180	瓶	4	720
2-47	47	原子荧光石 英进样针	5 支/盒,进样针外径 2.5mm,内径 1mm ,长 210mm (21cm),手动/ 自动进样通用, 石英 材质	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	220	盒	2	440
2-48	48	人尿液中重 金属砷检测 质控品	1.5ML/管, 2 管/套(干 冰包装), 55.5±5.5µg/L, 104.5±10.4µg/L	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	550	套	6	3300
2-49	49	标样 水质 砷	66.3µg/L	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	56	支	2	112
2-50	50	标样 水质 砷	51.5µg/L	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	56	支	2	112
2-51	51	PH 缓冲溶 液	PH4.00、6.86、9.18, 20ml 各 10 袋/套	环凯 生物	广东	广东环凯生物 技术有限公司	152	套	1	152
2-52	52	pH 试纸	1-14 广泛, 20 本/盒,	环凯 生物	广东	广东环凯生物 技术有限公司	40	盒	1	40
2-53	53	pH 试纸	5.4-7.0, 20 本/盒,	环凯 生物	广东	广东环凯生物 技术有限公司	40	盒	1	40
2-54	54	pH 试纸	6.4-8.0, 20 本/盒,	环凯 生物	广东	广东环凯生物 技术有限公司	40	盒	1	40
2-55	55	甲醇中七种 苯系物混标 (苯、甲苯、 对二甲苯、 间二甲苯、 邻二甲苯、 苯乙烯、乙 苯)	1000µg/ml, 2ml	TMsta ndard	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	77	支	2	154




2-56	56	标准品/乙腈中十氟联苯	1000µg/mL,1mL/支	TMstandard	常州	坛墨质检科技股份有限公司	46	支	1	46
2-57	57	标准品/乙腈中16种多环芳烃混标(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]芘)	200µg/mL,1mL/支	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	109	支	2	218
2-58	58	WAX 固相萃取柱	150mg, 6ml, 30 支/盒	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	800	盒	1	800
2-59	59	外标-甲醇中5种全氟酸类混标溶液(全氟辛酸, 全氟辛烷磺酸, 全氟己酸, 全氟庚酸, 6:2 氯代聚烷基醚磺酸盐)	100µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	420	瓶	2	840
2-60	60	内标-甲醇中5种全氟酸类混标溶液(全氟辛酸 13C8, 全氟辛烷磺酸 13C8, 全氟己酸 13C5, 全氟庚酸 13C4)	5µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	6500	瓶	1	6500
2-61	61	质控样品/滤膜中铅	2 个/套, 有效期至 2027.06.25	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	280	套	2	560



2-62	62	质控样品/ 滤膜中镉	2支/套,有效期至 2027.06	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	285	套	2	570
2-63	63	二硫化碳中 三氯乙烯标 准物质	3000µg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	85	支	1	85
2-64	64	二硫化碳中 苯溶液标准 物质	1000µg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	80	支	1	80
2-65	65	二硫化碳中 正己烷溶液 标准物质	1200µg/mL, 2mL	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	80	支	1	80
2-66	66	活性炭管中 的苯质控	76.1µg, 152µg	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	185	支	1	185
2-67	67	活性炭管中 的正己烷质 控	132.5µg, 332.0µg	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	185	支	1	185
2-68	68	活性炭管中 的三氯乙烯 质控	108µg, 301µg	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	185	支	1	185
2-69	69	1ml 移液器 吸头	1000个/包, 20包/箱	白鲨	北京	北京兰杰柯科 技有限公司	137	箱	1	137
2-70	70	5ml 移液器 吸头(宽口)	200支/包, 10包/箱	白鲨	北京	北京兰杰柯科 技有限公司	142	箱	1	142
2-71	71	5ml 移液器 吸头(窄口)	50支/包, 20包/箱	白鲨	北京	北京兰杰柯科 技有限公司	119	箱	1	119
2-72	72	容量瓶	100ml, 透明	Labsh ark	湖南	湖南比克曼控 股有限责任公司	8	个	20	160
2-73	73	容量瓶	10ml, 棕色	Labsh ark	湖南	湖南比克曼控 股有限责任公司	10	个	20	200
2-74	74	容量瓶	5ml, 棕色	Labsh ark	湖南	湖南比克曼控 股有限责任公司	8	个	20	160
2-75	75	聚甲基丙烯 酸酯苯乙烯 固相萃取柱	200mg/6ml, 30支/ 盒	宁波 泓谱	宁波	宁波泓谱实验 科技有限公司	350	盒	2	700
2-76	76	分液漏斗	1000ml	湘玻	湖南	湖南比克曼控 股有限责任公司	46	个	5	230
2-77	77	微波消解罐 专用试管架	55ml, 24孔, 孔径2.8, 孔深度15cm, 双侧有 把手, pp、ptfe	比克 曼	湖南	湖南比克曼控 股有限责任公司	900	个	2	1800




2-78	78	食品加厚自封袋	15*22cm 20 丝	比克曼	湖南	湖南比克曼控制有限责任公司	15	包	20	300
2-79	79	食品加厚自封袋	30*40cm30 丝	比克曼	湖南	湖南比克曼控制有限责任公司	35	包	20	700
2-80	80	食品级聚丙烯(PP)保鲜密封袋	34*48cm, 高透 15 丝, 100 个/包	比克曼	湖南	湖南比克曼控制有限责任公司	85	包	5	425
2-81	81	液相色谱进样瓶	2mL, 棕色螺纹口瓶, 有刻度和书写处, 100 个/盒	比克曼	湖南	湖南比克曼控制有限责任公司	120	盒	18	2160
2-82	82	液相色谱进样瓶盖	2mL, 蓝盖加硅胶垫, 100 个/袋	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	180	袋	23	4140
2-83	83	封口膜 PM-996	4*125 英寸 (10cm*38m)	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	150	卷	3	450
2-84	84	Nylon 针式过滤器	0.45μm*13mm, 100 个/包	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	80	盒	15	1200
2-85	85	Nylon 针式过滤器	0.22μm*13mm, 100 个/盒	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	80	盒	10	800
2-86	86	PTFE 亲水性针式过滤器	0.22μm*13mm, 100 个/盒	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	66	盒	2	132
2-87	87	尼龙滤膜	0.22um*13mm, 100 个/盒	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	66	盒	3	198
2-88	88	MCM 滤膜	0.22um*13mm, 100 个/盒	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	220	盒	3	660
2-89	89	无菌尖底离心管	50mL, 25/包, 20 包/箱, 带架	甄选	北京	北京兰杰柯科技有限公司	580	箱	3	1740
2-90	90	无菌尖底离心管	15mL, 50/包, 10 包/箱,	甄选	北京	北京兰杰柯科技有限公司	460	箱	4	1840
2-91	91	灭菌尖底离心管	15mL, 50 个/包, Tube, 120×17mm 聚丙烯, 无 DNA, 无 DNA 酶, 无 RNA, 无热原, 无菌	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	85	包	20	1700
2-92	92	透明小口磨砂口试剂瓶	500mL	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	8	瓶	10	80
2-93	93	玻璃蓝盖试剂瓶	500mL, 中性料	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	8	瓶	10	80
2-94	94	小口棕色玻璃试剂瓶	1000ml, 中性料, 配实心盖	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	8	瓶	10	80
2-95	95	WAX 固相萃取柱	150mg, 6ml, 30 支/盒	宁波泓谱	宁波	宁波泓谱实验科技有限公司	850	盒	1	850



2-96	96	HLB 固相萃取柱	200mg/6mL, 30 支/盒	宁波泓谱	宁波	宁波泓谱实验科技有限公司	855	盒	8	6840
2-97	97	MCX 固相萃取柱	60mg/3mL, 50 支/盒, QuickQuake	宁波泓谱	宁波	宁波泓谱实验科技有限公司	450	盒	4	1800
2-98	98	快速定量滤纸	12.5cm, 100 张/盒	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	28	盒	2	56
2-99	99	DSC-18 散装填料	100g/盒, Discovery®	鼎和	盐城	盐城鼎和信实验器材有限公司	2000	盒	1	2000
2-100	100	玻璃内插管	250µL,100 个/袋	白鲨	北京	北京兰杰柯科技有限公司	65	袋	5	325
2-101	101	标准溶液/甲醇中培氟沙星	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	51	瓶	1	51
2-102	102	甲醇中恩诺沙星溶液标准物质	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	30	瓶	1	30
2-103	103	甲醇中诺氟沙星溶液标准物质	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	49	瓶	1	49
2-104	104	标准溶液/甲醇中洛美沙星	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	23	瓶	1	23
2-105	105	甲醇中氧氟沙星溶液标准物质	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	28	瓶	1	28
2-106	106	甲醇中环丙沙星	1000µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	49	瓶	1	49
2-107	107	甲醇中土霉素	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	203	瓶	1	203
2-108	108	甲醇中强力霉素	100µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	25	瓶	1	25
2-109	109	甲醇中氟苯尼考	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	42	瓶	1	42
2-110	110	甲醇中氟苯尼考胺	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	83	瓶	1	83
2-111	111	甲醇中氟苯尼考胺-D3	1000µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	490	瓶	1	490
2-112	112	甲醇中金刚烷胺	1000µg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	70	瓶	1	70
2-113	113	甲醇中金刚烷胺-D15 同位素	100µg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	603	瓶	1	603




2-114	114	甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质	1000μg/mL, 1.2mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	35	瓶	1	35
2-115	115	甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素	1000μg/mL, 1mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	315	瓶	1	315
2-116	116	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-10μg/mL/乙腈	10 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4060	瓶	1	4060
2-117	117	同位素内标雪腐镰刀菌烯醇 13C15-NIV	纯度≥99%, 25 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 13C 骨架标记。塑料试管保护式包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4060	瓶	1	4060
2-118	118	同位素内标脱氧雪腐镰刀菌烯醇 13C15-DO N	纯度≥99%, 25 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式包装, 配有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4580	瓶	1	4580
2-119	119	同位素内标 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 13C15-3-Ac DON	纯度≥99%, 25 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式包装, 配有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	3560	瓶	1	3560
2-120	120	同位素内标 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 13C15-15-AcDON	纯度≥99%, 10 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式包装, 配有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	3240	瓶	1	3240
2-121	121	同位素内标玉米赤霉烯酮毒素 13C18-ZEN	纯度≥99%, 25 μg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	2600	瓶	1	2600



			包装, 配有专用标液取液针。							
2-122	122	同位素内标 T2 毒素 13C24-T-2	纯度 $\geq 99\%$, 25 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式包装, 配有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4760	瓶	1	4760
2-123	123	同位素内标 HT2 毒素 13C22-HT-2	纯度 $\geq 99\%$, 25 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑料试管保护式包装, 配有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4600	瓶	1	4600
2-124	124	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (Deoxynivalenol)/乙腈	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-125	125	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3-Acetyl Deoxynivalenol)/乙腈	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-126	126	15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (15-Acetyl Deoxynivalenol)/乙腈	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	510	瓶	1	510
2-127	127	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷 (3-G-Deoxynivalenol)/乙腈	50 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	1642	瓶	1	1642
2-128	128	玉米赤霉烯酮 (Zearalenone)/乙腈	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	98	瓶	1	98



2-129	129	T-2 毒素 (T-2 Toxin)/ 乙腈	100 µg/mL, 1.2ml/ 瓶, 内胆式双口毛细 瓶密封包装, 有专用 标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	305	瓶	1	305
2-130	130	HT-2 毒素 (HT-2 Toxin)/乙腈	100 µg/mL, 1.2ml/ 瓶, 内胆式双口毛细 瓶密封包装, 有专用 标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	210	瓶	1	210
2-131	131	雪腐镰刀菌 烯醇 (Nivalenol)/ 乙腈	100 µg/mL, 1.2ml/ 瓶, 内胆式双口毛细 瓶密封包装, 有专用 标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	660	瓶	1	660
2-132	132	[13C14]-交 链孢酚 (Alternari ol)/甲醇	25 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑 料试管保护式包装, 配有专用标液取液 针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	3097	瓶	1	3097
2-133	133	[13C15]-交 链孢酚单甲 醚 (Alternari ol monomethyl ether)	25 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 全 13C 骨架标记, 塑 料试管保护式包装, 配有专用标液取液 针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	3655	瓶	1	3655
2-134	134	腾毒素 (Tentoxin) /甲醇	5 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	5735	瓶	1	5735
2-135	135	细交链孢菌 酮酸 (Tenuazon ic acid) / 甲醇	25 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	3824	瓶	1	3824
2-136	136	交链孢酚 (Alternariol) /甲醇	100 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	980	瓶	1	980
2-137	137	交链孢酚单 甲醚 (Alternariol monomethyl Ether)/甲醇	100 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	980	瓶	1	980



2-138	138	腾毒素 (Tentoxin)/ 甲醇	100 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	980	瓶	1	980
2-139	139	细交链孢菌 酮酸 (Tenuazonic Acid)/甲醇	100 µg/mL /甲醇, 1.2ml/瓶, 内胆式双 口毛细瓶密封包装, 有专用标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	980	瓶	1	980
2-140	140	MAX 固相 萃取柱	60mg/3ml, 50 个/盒	宁波 泓谱	宁波	宁波泓谱实验 科技有限公司	550	盒	2	1100
2-141	141	米酵菌酸 (Bongkreki Acid)/50% 乙腈 (含 0.1%氨水)	100 µg/mL, 1.2ml/ 瓶, 内胆式双口毛细 瓶密封包装, 有专用 标液取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	850	瓶	1	850
2-142	142	米酵菌酸 (Bongkreki ic acid) -5 µg/mL /甲 醇	5µg/mL, 1.2ml/瓶, 内胆式双口毛细瓶密 封包装, 有专用标液 取液针。	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	4126	瓶	1	4126
2-143	143	L—抗坏血 酸棕榈酸酯	25g/瓶, 分析纯	麦克 林	上海	上海麦克林生 化科技股份有 限公司	175	瓶	1	175
2-144	144	无水硫酸镁	500g/瓶, 分析纯	麦克 林	上海	上海麦克林生 化科技股份有 限公司	65	瓶	1	65
2-145	145	油脂吸附剂 (含 C18、 氧化铝、活 性白土)	1000mg/2ml, 30 支/ 盒	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	540	盒	4	2160
2-146	146	EMR—DF/ C18 净化柱	500mg/6ml, 30 支/ 盒	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	1050	盒	4	4200
2-147	147	9 种抗氧化 剂混标 (PG/THBP/ TBHQ/ND GA/BHA/Io nox-100/OG /BHT/DG)	1000µg/mL, 1ml	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	1230	支	3	3690
2-148	148	质控样品/ 食用油中 BHA、 BHT、 TBHQ 分析	20ml	坛墨 质检	常州	坛墨质检科技 股份有限公司	750	瓶	1	750



		质控样品										
2-149	149	8种真菌毒素 HNK 混合标准溶液	DON、3-ACDON、15-ACDON、NIV、DON-3-G: 50µg/mL, T-2、ZON: 5µg/mL, HT-2: 10µg/mL, 1ml	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	4335	支	1	4335		
2-150	150	8种真菌毒素同位素 HNK 内标混合溶液	U-[13C15]-DON、U-[13C17]-3-ACDON、U-[13C17]-15-ACDON、U-[13C15]-NIV、U-[13C15]-DON-3、U-[13C18]-ZON: 12.5µg/mL, U-[13C24]-T-2: 0.5µg/mL, U-[13C22]-HT-2: 5µg/mL, 1.2 mL	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	28680	支	1	28680		
2-151	151	质控样品/ (鸡蛋液) 鸡蛋中氟苯尼考、氟苯尼考胺质控样品	30g/瓶	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	600	瓶	1	600		
2-152	152	工业级隔音降噪耳罩	降噪值 37db, 阻尼垫圈, 慢回弹, 使用 3MAMTME-A-RTM 高密度泡棉, 351g。	高洁	中国	仙桃高洁无纺布制品有限公司	150	个	7	1050		
2-153	153	一次性耳机套	100/包	高洁	中国	仙桃高洁无纺布制品有限公司	8	包	1	8		
2-154	154	马铃薯粉中丙烯酰胺质控样品; 土豆粉中丙烯酰胺质控样品	20g/瓶	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	1020	瓶	1	1020		
2-155	155	(大米粉)米粉制品中米酵菌酸质控样品	30g/瓶	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	2805	瓶	1	2805		
2-156	156	农药速测卡 (蓝卡)	60次/盒	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	35	盒	1	35		



2-157	157	亚硝酸盐检测管	20支/包	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	25	包	1	25
2-158	158	氰化物检测试剂包	20份样品用量	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	260	盒	1	260
2-159	159	甲醇快速检测	25份样品用量	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	150	盒	1	150
2-160	160	有毒扁豆快速检测	20份样品用量	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	60	盒	1	60
2-161	161	呕吐毒素快速检测	10次/盒	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	220	盒	1	220
2-162	162	甲醛速测盒 (内含实验器材)	100份样品用量	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	80	包	1	80
2-163	163	组胺快速检测	100份样品用量	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	180	盒	1	180
2-164	164	50mL离心管	pp材质 刻度清晰、耐高温、无酶无菌，密封性好，耐高速旋转，自带书写区，50mL带架，25个/包，20包/箱	比克曼	湖南	湖南比克曼控股有限责任公司	480	箱	1	480
2-165	165	陶瓷刀	6件套，含有切片刀、水果刀、食品级剪刀、瓜刨、刀座及抗菌菜板，真陶瓷，非涂层	比克曼	湖南	湖南比克曼控股有限责任公司	150	套	1	150
2-166	166	质控样品/ 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮质控样品	50g/袋，标准值：脱氧雪腐镰刀菌烯醇908ug/kg，玉米赤霉烯酮是120ug/kg	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	1125	袋	1	1125
2-167	167	质控样品/ 小麦粉中四种交链孢分析质控样品	50g/袋	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	1275	袋	1	1275
2-168	168	标样/乙腈中16种多环芳烃质控样/HJ 478-2009、HJ 647-2013、HJ 805-2016	0.64 μg/mL，1mL/支	坛墨质检	常州	坛墨质检科技股份有限公司	496	支	1	496



2-169	169	甲醛试剂	<p>1、甲醛试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》国标酚试剂检测方法。</p> <p>2、专用试剂可通过外包装扫描二维码，查询使用说明、操作演示、查询生产时间和保质期等信息。</p> <p>3、预制试剂，试剂由两种包装构成： 酚试剂粉末采用铝箔袋包装，不少于125mg/袋，每套不少于50袋。 硫酸铁铵液体采用滴管包装，不少于0.5ml/支，每套不少于50支。</p>	吉大. 小天 鹅	长春	长春吉大.小天 鹅仪器有限公 司	600	盒	7	4200
2-170	170	氨试剂	<p>1、氨试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》纳氏试剂检测方法。</p> <p>2、专用试剂可通过外包装扫描二维码，查询使用说明、操作演示、查询生产时间和保质期等信息。</p> <p>3、预制试剂，试剂由两种包装构成： 硫酸溶液采用滴管包装，不少于0.5ml/支，每套不少于50支。 氢氧化钠混合液采用滴管包装，不少于0.2ml/支，每套不少于50支。</p>	吉大. 小天 鹅	长春	长春吉大.小天 鹅仪器有限公 司	800	盒	2	1600

内蒙古京信通科技有限公司 2026-04-09 22:34:38
BSZCS-XH-260021 第2包 2026-04-09 22:34:38



2-171	171	余氯试剂	50次/盒,含有余氯试剂A、余氯试剂B,满足GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标,取水样10ml(0~10ml)于10ml比色管中,(用蒸馏水补充至10ml),加0.5ml余氯试剂A,盖塞混匀,加0.5ml余氯试剂B,盖塞混匀,用仪器立即测定。 (对于泳池浸脚消毒池水,应取水样1ml用于测定)	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	320	盒	4	1280
2-172	172	尿素试剂	50次/盒,含有尿素试剂A、尿素试剂B,在强酸性环境中,尿素与检测试剂沸水浴加热条件下,生成红色化合物,红色越深,尿素含量越高。常温避光保存,有效期1年。	环凯生物	广东	广东环凯生物技术有限公司	300	盒	2	600
2-173	173	石英滤膜	规格47mm直径,耐高温900°C,测试孔径0.3um,颗粒物截流效率99.95%	岱听科创	山东	潍坊岱听电子科技有限公司	20	片	200	4000
合计							198584			

内蒙古自治区政府采购网
 内蒙古京信国通科技有限公司 2026-04-09 22:34:38
 系统 BSZCS-X-H-260021 第2包 2026-04-09 22:34:38